

دستور العمل انجام آزمایشات آز
دینامیک ماشین و ارتعاشات
جلد اول

گرد آورنده : دکتر تیموری فعال


۴۸

تشکر و قدردانی :

بدینو^{سیله} از زحمات همکار گرامی جناب آقای دکتر غریبلو که در امر تهیه این دستور العمل راهنمای اینجانب بوده اند و نیز از زحمات سرکار خانم جعفری و رسولی که در تایپ آن به اینجانب کمک نموده اند کمال تشکر را دارم.

رضا تیموری فعال

۵



Instruction Manual

1. مقدمه عمومی

1.1 اهداف

دستگاه مجموعه چرخ دندھای GL 100 برای توضیح روابط بین چرخ تسمه ها، چرخ های اصطکاکی و چرخ دندھا بکار می رود. آزمایشات برای یافتن معادلات اصلی انواع متفاوت سیستمها تولید حرکت انجام می شود. این آزمایشات رابطه بین انواع متفاوت چرخها، یعنی چرخ های غلتان اصطکاکی منتظر با دایره گام چرخ دندھا را مختصرآ شرح می دهد. جنبه های ویژه یک نوع مورد نظر از چرخ از قبیل، لغزش، دقیقت نسبت انتقال و جهت دوران مختصرآ شرح داده می شود. قوانین اصلی و اطلاعات درباره چرخ دندھا ساده از قبیل دایره گام، ارتفاع سر دندھا، ارتفاع پای دندھا، مدول، گام و فاصله بین مراکز بررسی می گردد.

2. تشریح طراحی

دستگاه مجموعه چرخ دندھای GL 100 روی یک فریم آلومینیومی محکم نصب می شود. فریم دستگاه از سه پایه واقع در شیارهای T شکل که می توانند بوسیله اهرمها گیر دار کننده آزاد شوند و بطور افقی تغییر موقعیت دهند، تشکیل می شود. سه پایه طوری طراحی شده اند که چرخهای اصطکاکی متفاوت را در خود جای

دهند. چرخ دنده ها روی چرخهای اصطکاکی نصب می شوند که شبیه تسمه پولی ها عمل می کنند. پیچیدگی آجردار برای جدا کردن چرخ دنده ها بکار می روند.

1.3 اطلاعات فنی

ابعاد اصلی : $1100 \times 600 \times 320 \text{ mm}$

وزن : 20 kg

تعداد دندانه ها : $Z_1=15, Z_2=16, Z_3=20$

مدول : $m=20 \text{ mm}$

قطر پولی های دارای تسمه : $d_1=300 \text{ mm}, d_2=320 \text{ mm}, d_3=400 \text{ mm}$

تسمه : از نوع ارینگ با قطر 5 mm و طول 650 mm

چرخ دنده ها از فولاد و پولی های دارای تسمه از جنس پلاستیک هستند.

2 اصول تئوری

2.1 رابطه بین چرخ تسمه، چرخ اصطکاکی و چرخ دنده

چرخها از چرخهای اصطکاکی ساده به چرخ تسمه و سپس به چرخ دنده مدرن توسعه یافته اند. این توسعه به دلیل عدم توانایی چرخهای اصطکاکی در انجام نیازمندیهای مربوط به لغزش و توان انتقالی می باشد. در حقیقت چرخهای اصطکاکی نقطه شروع توسعه (ایجاد) انواع دیگر چرخها بود. قطر چرخ اصطکاکی معادل با قطر پولی چرخ تسمه و قطر دایره گام چرخ دنده می باشد. در دستگاه مجموعه چرخ دنده ای GL 100 می توان نشان داد که چگونه قطر دایره گام چرخ دنده منطبق بر قطر چرخ اصطکاکی می شود. رابطه بین سه نوع چرخ بصورت زیر می باشد

$$d_1 n_1 = d_2 n_2$$

که در این رابطه d_1 و n_1 به ترتیب قطر معادل و تعداد دور چرخ اول و d_2 و n_2 به ترتیب قطر معادل و تعداد دور چرخ دوم می باشند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با این چرخ در گیر می باشد. این رابطه بر اساس DIN 3999 می باشد.

2.2 چرخ اصطکاکی

2.2.1 نحوه عملکرد

چرخهای اصطکاکی چرخهای با حرکت یکنواخت¹ هستند که نیروهای محیطی را بین چرخ های ساده با محورهای موازی یا محور های متقطع از طریق تماس غلتی انتقال می دهند. حرکت لغزشی میکروسکوپی در سطح تماس لغزش همرا با تنشهای هرتز را تولید می نماید. بنابر این نسبت انتقال وابسته به بار می باشد. این

¹ uniform-motion

چرخهای فقط برای توانهای محدود مناسب هستند. مزیت این چرخهای کار با نویز نسبتاً پایین همراه با پوشش‌پایی اصطکاکی نرم می‌باشد. چرخهای اصطکاکی برای مثال در وسایل خانگی و مکانیزم‌های دقیق بکار می‌روند.

2.2.2 مشخصات

در چرخهای اصطکاکی فاصله بین مرکز چرخهای a از رابطه $a = \frac{1}{2}(d_1 + d_2)$ بدست می‌آید که در آن d_1 ، d_2 قطر چرخ اصطکاکی اول و دوم می‌باشد.




Fig. 1: Friction-gear specifications

شکل ۱: مشخصات چرخ اصطکاکی

2.3 چرخ تسمه

2.3.1 نحوه عملکرد

چرخ تسمه‌ها (چرخهای انعطاف‌پذیر) حرکت دورانی و توان بین دو محور غیرهم راستا² (بويژه با فاصله بين محوری زياد) يا بيشتر از دو محور، را همراه با هزينه ساخت مينيمم انتقال می‌دهند. برای استفاده از چرخ تسمه از تسمه‌های مسطح طويل، تسمه‌های V شکل، تسمه‌های گرد يا زنجيرهائی که حول پولي‌ها يا چرخ زنجيرهای محور‌های ورودی و خروجی پيچيده می‌شوند استفاده می‌شود و بنابر اين سرعنهای و نيروهای محيطی را انتقال می‌دهند. انعطاف‌پذيری و مقاومت اصطکاکی اين چرخ‌ها همیشه نياز به مينيمم كشن اوليه را برای برقراری مقاومت اصطکاکی ايجاب می‌کند. انتقال دورانی بار همراه با اندکی بستگی به لغزش می‌باشد. اين چرخها می‌توانند برای نسبتهای انتقال ثابت يا متغير بکار برد شوند.

2.3.2 مشخصات

² non-coaxial

در شکل ۲ مشخصات چرخ تسمه مشاهده می گردد که در آن آن a ، قطر پولی رانده و d قطر پولی رانده شده و a فاصله بین مرکز چرخها می باشد.




Fig. 2: Belt drive specifications


شکل ۲ : مشخصات چرخ تسمه

2.4 چرخ دنده

2.4.1 نحوه عملکرد

چرخ دنده ها حرکت دورانی را از یک محور به محور دیگر از طریق تماس مستقیم بین دندانه های در گیر انتقال می دهند و بنابر این بر عکس چرخهای انعطاف پذیر نیازی به تسمه، تسمه دندانه دار یا زنجیر ندارند. چون محور های دستگاه مجموعه چرخهای 100 GL موازی هستند چرخ دنده های ساده بکار برده می شوند.

2.4.2 مشخصات



شکل ۳ : مشخصات چرخ دنده ساده

d : قطر گام

d_a : قطر دایره سردنده

D_f : قطر دایره ته دنده

h : عمق دندانه

h_a : ارتفاع سر دنده

h_f : ارتفاع ته دنده

b : پینا

p : مدول

c : لقی دایره سردنده ها

a : فاصله مراکز چرخ دنده ها

Z : تعداد دندانه ها

n : سرعت دورانی (تعداد دور)

2.4.3 فرمولها

قطر دایره گام:

عمق دندانه:

قطر خارجی:

ارتفاع سردنده:

قطرریشه :

ارتفاع ته دنده:

لقی سر دندانه:

گام:

فاصله بین مراکز چرخ دنده ها:

مدول:

3 آزمایشات

در بخش زیر چندین آزمایش شرح داده می شود که با دستگاه مجموعه چرخ دنده ای GL100 می تواند انجام شود. در این آزمایشات پنج هدف زیر مدنظر می باشند.

3.1 آزمایش چرخ اصطکاکی

برای نمایش طرز کار چرخ اصطکاکی اتصال چرخ دنده ها از چرخهای اصطکاکی بوسیله شال کردن پیچهای آجدار قطع می گردد. با آزاد کردن اهرمپای گیردار کننده امکان حرکت به جلو چرخهای اصطکاکی با هم در داخل شیار راهنمای T شکل فراهم می آید.

اولین هدف:

- کاربرد و درک معادله اصلی $d_1 n_1 = d_2 n_2$
 - کاربرد و درک معادله نسبت $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1}$
 - کاربرد روابط فوق به مدل
 - مقایسه جهت دوران چرخها (غیر همجهت می چرخدند)
 - درک اینکه چرخهای اصطکاکی تمايل به لغزش دارند و نسبت دقیق همواره برقرار نخواهد بود. این نتیجه از طریق استفاده از چرخ دنده یا تسمه قابل حل کردن است.
- قطر چرخ اصطکاکی اول: $d_1 = 400 \text{ mm}$
 قطر چرخ اصطکاکی دوم: $d_2 = 300 \text{ mm}$
 نسبت آرا محاسبه نمائید.

توجه: ایجاد تلرانس می تواند سبب شود تا قطر چرخ اصطکاکی از قطر ایده آتش متفاوت باشد و همین امر سبب یک اختلاف در مقدار نسبت آگردد. بعنوان مثال 30 دوران چرخ اصطکاکی به قطر d_1 می تواند سبب 40 دوران چرخ اصطکاکی به قطر d_2 با حدود $8^\circ - 3^\circ$ اختلاف گردد.
 نکته: برای تعیین تعداد دورانها بهتر است بكمک یک گج در جلوی چرخهای اصطکاکی علامتگذاری نمائید.

3.2 آزمایش چرخ تسمه

برای نمایش طرز کار یک چرخ تسمه، دو چرخ اصطکاکی به قطرهای d_2, d_1 باید از هم جدا شوند. سپس ارینگ تهیه شده دورپولی ها قرار می گیرد. حرکت چرخهای اصطکاکی قبل از جداسازی بطور جزئی کشش اولیه ایجاد می کند.

هدف دوم:

- معادله اصلی چرخ اصطکاکی برای چرخ تسمه ها هم بکار می رود.
- نسبت ثابت باقی می ماند
- مقایسه جهت دوران چرخها (هم جهت می چرخد)
- فاصله مراکز تاثیری ندارد

برای بررسی تعداد دوران های پولی های دارای تسمه رانده و رانده شده جدول زیر را تهیه کنید.

n_1	3	30	60	100
n_2	100	30		

توجه: ایجاد تدرانس می تواند سبب شود تا قطر پولی از قطر ایده آلت متفاوت باشد و همین امر سبب اختلاف در مقدار نسبت α گردد. بعنوان مثال 30 درون چرخ اصطکاکی به قطر d_1 می تواند سبب 40 دوران چرخ اصطکاکی به قطر d_2 با حدود $8^\circ - 3^\circ$ اختلاف گردد.

- نسبت α در این حالت نیز محاسبه نمائید.

3.1 آزمایش چرخ دنده

چرخ دنده دار روی دستگاه مجموعه چرخ دنده ای از طریق پیچ کردن روی طوشه های چرخ به کار می افتد. فاصله مراکز چرخ دنده ها بوسیله شل کردن اهرمیای گیردار کننده تنظیم می گردد.

هدف سوم: چرخ دنده یک مرحله های

- پولی های دارای تسمه/چرخیای اصطکاکی در این حالت متناظر با دوایر گام چرخ دنده ها هستند.
- دوایر گام چرخ دنده ها دوایر خیالی هستند که دندانه ها درگیر می شوند در تماس با یکدیگر روی هم می غلتند.
- معادله اصلی و رابطه نسبت α مشابه حالت های قبل هستند
- بررسی جیت چرخش چرخ دنده ها (در جیت مخالف همدیگر می چرخند).

هدف چهارم: چرخ دنده تک مرحله ای واسط

- به مجموعه چرخ دنده ای یک چرخ دنده واسط سوار می شود.
- چرخ دنده واسط هیچ تأثیری روی نسبت α ندارد.
- بررسی جیت چرخش چرخ دنده های رانده و رانده شده (همجهت با یکدیگر می چرخند)

هدف پنجم: تعیین رابطه $d=mZ$

جدول زیر را پر کنید.


	Z_1	Z_2	Z_3
$D[\text{mm}]$	300	320	400
Z	15	16	20
$d/Z[\text{mm}]$			

نتایج سه ستون بالا را مقایسه نمائید. حاصل d/Z چه نامیده می شود؟
بدلیل انتقال توان مثبت در دیواره های دندانه امکان لغزش وجود ندارد و برخلاف چرخ تسمه و چرخ اصطکاکی نسبت دچار انحراف نمی گردد.

دستگاه سیستم چرخ دندۀ ای

GL 210 Geared System Apparatus

1 مقدمه




دستگاه سیستم چرخ دندۀ ای GL 210 امکان ملاحظه و بررسی رفتار دینامیکی دستگاه چرخ دندۀ ای چند سرعته با گشتاورهای اینرسی توزیع شده (اینرسی دورانی) را فراهم می کند. دستگاه موردنظر برای مطالعه عناوین زیر مفید است:

- شتاب چرخ دندۀ تحت یک گشتاور ثابت محرک
- تأثیر گشتاور اینرسی
- تأثیر نسبت انتقال
- تعیین گشتاور اینرسی جرمی کاهش یافته
- تعیین مقاومت در شروع حرکت
- تبدیل انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی

مقایسه شتابهای اندازه گیری شده و محاسبه شده امکان بررسی کارائی سیستم چرخ دندۀ ای را فراهم می کند. شتاب سیستم بوسیله یک ثبت کننده بصورت خط پیوسته ترسیم می گردد که نمودار سرعت - زمان را تشکیل می دهد. این عمل توسط مجموعه ای از وزنه ها با یک ریسمان و یک استوانه¹ بعنوان محرک با گشتاور ثابت انجام می گیرد.

2. طراحی و عملکرد



دستگاه سیستم چرخ دنده ای شامل یک بخش چرخ دنده ای ساده^۱ سه سرعته با چهار محور (1,2,3,4) و نسبت انتقال ۱:۴ در هر حالت می باشد. چرخ دنده ای محرک (5) از طریق پینهای رابط جدا شونده^۲ به محورها (1,2,3,4) متصل می شوند و امکان ایجاد دستگاههای چرخ دنده ای یک و دو سرعته را فراهم می کنند. فلاپویل^۳ اضافی (7) می تواند به هر محور متصل گردد تا گشتاور اینرسی را افزایش دهد. اتصال فلاپویل از طریق دو پین محرک صورت می گیرد. فلاپویل بوسیله پیچ آجدار مرکزی (8) در جایش نگداشته می شود. محورها و چرخ دنده های محرک به ترتیب بوسیله یاتاقهای خود تنظیم^۴ و یا یاتاقهای باشیار گود^۵ نگه داشته می شوند. قسمت چرخ دنده ای روی یک فریم لوله ای چهارگوش جوش داده شده (21) نصب می شود. قسمت چرخ دنده ای بوسیله ریسمان حول درام (9) و یک مجموعه از وزنه های متفاوت (10) (ماکزیمم 50kg) می چرخد. ارتفاع سقوط 65cm می باشد و لذا ماکزیمم انرژی پتانسیل ذخیره شده 320Nm می باشد. برای دوباره کردن مسافت طی شده در درام ریسمان پیچ شده، ریسمان (22) حول یک پولی راهنمای (23) متصل به مجموعه ای از وزنه ها دور می زند. یک کلاچ فلاپویل با

¹ spur gear


² disengaging coupling pin

³ flywheel


⁴ self-aligning

⁵ deep-groove

گیره غلتکی^۱ در درام ریسمان پیچ شده از پیچش ناخواسته ریسمان در پایان مرحله شتابگیری جلوگیری می نماید. لنگ جداشونده (11) بر روی اولین محور برای بالا بردن وزنه ها بکار می رود و یک ضامن نگه دارنده^۲ (12) از سرخوردن جلوگیری می کند. در شروع ضامن بوسیله یک دستگیره^۳ (13) آزاد می شود. ترمز (15) با دستگیره (16) که روی چرخ دنده محرک اولین محور عمل می کند، امکان کاهش شتاب تدریجی چرخ دنده شتاب دهنده شده دستگاه و همچنین مجموعه وزنه ها را فراهم می آورد. پوشش شفاف محافظ^۴ (17) از احتمال برخورد با قسمت های دوار جلوگیری می کند. برای همه محورها سنورهای القائی^۵ (18) وجود دارند که سرعت را اندازه گیری می کنند. یک مبدل فرکانس به ولتاژ و ثبت کننده خطی (19) واقع در محفظه جداگانه برای ترسیم گرافهای سرعت - زمان بکار برده می شوند. محوری که باید سرعتش اندازه گیری شود از طریق کلید دورانی (20) می تواند انتخاب گردد.



Line recorder



Speed/time graph

ثبت کننده خطی و نمودار سرعت - زمان

¹ grip - roller

² retaining pawl

³ hand lever

⁴ transparent protective cover

⁵ inductive sensors

3. مراقبتهای ایمنی

مقدار خیلی زیادی انرژی جنبشی در قسمت چرخ دنده ای وقتی که با ماکریمم سرعانتر حركت می کند ذخیره می شود. نسبت انتقال نهائی بالا یعنی 1:64 می تواند گشتاورها و نیروهای بالائی را تولید کند. لذا قسمت چرخ دنده ای فقط باید بوسیله ترمز متوقف شود. هرگز کوشش نکنید قسمت چرخ دنده ای را از طریق لنگ یا بзор نگه داشتن قسمتهای دوار متوقف نمایید.

3.1 ایمنی

خطر

- خطر آسیب دیدگی بوسیله قسمتهای دوار (چرخ دنده ها، فلاپویها، محرکهای حرکت، لنگها، بجورها)
 - هرگز دستگاه را بدون پوشش محافظ بکار نیندازید
 - هرگز از قسمت پایین بخش چرخ دنده ای را در حال کار لمس نکنید.
 - قبل از شروع کار لنگ دستی را آزاد کنید.
- خطر له شدگی یا خردشدن
- وقتی وزنه ها را جابجا می کنید مواطن باشد (ماکریمم وزن 50kg)
 - هرگز دست خود را زیر وزنه های معلق نبرید.
 - ریسمان را از لحاظ آسیب دیدگی (پارگی جزئی) در فواصل معین بویژه در نقاط اتصال چک کنید. اگر ریسمانها پارگی دارند آنها را تعویض نمایید.

خطر شوک الکتریکی

- اتصال اصلی برق را قبل از بازکردن ثبت کننده قطع کنید.
- کار روی سیستم الکتریکی فقط باید بوسیله افراد متخصص بکار برده شود.

توجه

هرگز کوشش نکنید که ضامن نگه دارنده را برای توقف وزنه های درحال سقوط بکار ببرید چرا که این عمل می تواند ضامن را معیوب نماید. وزنه ها را بوسیله ترمز متوقف کنید و سپس ضامن نگه دارنده را برای ایمنی درگیر کنید.

3.2 نکات مهم برای راه اندازی

توجه

- قبل از بالا بردن وزنه ها، مطمئن باشد که ریسمان بطور مناسب روی پولی راهنمای درام قرار گرفته است.
- وزنه را خیلی بالا نبرید. پولی راهنمای نباید با نگهدارنده ریسمان تماس پیدا کند.

- هرگز جاذب شوک جاگذاری شده را از کاسه مربوطه خارج نکنید چرا که ضربه اعتدال نیافته^۱ وزنه می تواند سبب ایجاد عیوب گردد.
- عدم اتصال اولین چرخ دندنه راننده ترمز را غیرفعال می کند. در این حالت فقط وزنه های کمتر از 10kg و با وجود فلاپویل روی اولین محور مجاز هستند.
- قبل از شروع کار، سفتی پیچهای اتصال وزنه های اضافی را چک کنید. وزنه های اضافی باید بطور مناسب هم مرکز شده و درست حرکت کنند. قبل از شروع کار، سفتی مهره قفل کننده را برای مجموعه وزنه ها چک کنید.
- با مقدار ماکزیمم شتاب (وزنه 50kg، دومحور، بدون فلاپویلها) ترمز را برای کاهش شتاب وزنه درست قبل از ضربه بکار ببرید.

4. عملکرد

4.1 آماده سازی برای آزمایش

- کابل مهیا شده برای اتصال ثبت کننده به دستگاه را بکار ببرید.
- ثبت کننده را به منبع (280 V/50Hz) وصل کنید.
- کاغذ مطابق را با دستور العمل قرار دهید (mega-log recorder from Endres+Hauser) تعداد موردنیاز محور، فلاپویل و اندازه وزنه راننده را مطابق ذیل گردآوری نمایید.


4.1.1 درگیر کردن و خلاص کردن محورهای اضافی

- وزنه را رها کنید تا به موقعیت پایینی اش سقوط کند.

- لنگ را جا بزنید

- پوشش محافظ را بردارید.

درگیر کردن: پین اتصال در چرخ دندنه راننده متناسب را یک چهارم دور بچرخانید تا قفل شود. به آرامی چرخ دندنه را بچرخانید و مطمئن شوید که پین بطور مناسب در سوراخ چرخ دندنه راننده درگیر شده (جا افتد) است.




¹ non-cushioned

خلاص کردن: پین اتصال را بیرون بکشید و آنرا یک چهارم دور بچرخانید تا قفل شود. به آرامی چرخ دنده را بچرخانید و مطمئن شوید که محور نمی چرخد.

- پوشش محافظ را دوباره بگذارد.

4.1.2 سوار کردن فلاویلها


- وزنه را به موقعیت پایینی بیاورید.
- لنگ را جا بیندازید
- پوشش محافظ را بردارید



- فلاویل (1) را به محور دارای خار متصل کنید و مطمئن شوید که بصورت مسطح در مقابل فلانج قرار دارد.
- پیچ آجدار (2) را قرار دهید و بدقت بوسیله دست آنرا سفت کنید.
- به آرامی چرخ دنده را بچرخانید و مطمئن شوید که فلاویل صحیح می چرخد.
- فرآیند بالا را بهنگام جدا کردن فلاویلها بطور معکوس انجام دهید. بملایمت فلاویل را جلو و عقب حرکت دهید تا آسانتر جدا شود. هرگز چکش یا وسیله دیگر را برای جدا کردن استفاده نکنید.
- پوشش محافظ را دوباره بگذارد.

4.1.3 قرار دادن وزنه راننده






- وزنه را بطور کامل داخل کاسه اش قرار دهید
- رینگ فنری نگه دارنده (1) را از روی پین اتصال (2) که بین پولی راهنمای (3) و میله رزو شده (4) قرار دارد بردارید و پین را بیرون بکشید.



- مهره (5) را باز کنید و وزنه ها (6) را سوار/ جدا نمایید.
- مهره را دوباره بیندید و پولی راهنمای را به میله رزوه دار پایین اتصال سوار کنید.
- رینگ نگهدارنده را قرار دهید و مطمئن شوید که بطور مناسب در پولی راهنمای قرار داده شده است.

4.2 انجام آزمایش

- ثبت گننده را بوسیله کلید اصلی در پشت آن روشن کنید.
- کلید دوار (20) را بکار ببرید تا محور موردنظر را برای اندازه گیری سرعت انتخاب کنید.



- لنگ (11) را سوار کنید و اجازه دهید تا ضامن نگه دارنده (12) درگیر شود.
- وزنه را بالا ببرید مطمئن شوید که پولی راهنمای (23) در بالا با نگهدارنده طناب تماس ندارد.
- لنگ (11) را رها کنید.

- جلو برنده کاغذ ثبت کننده را بوسیله فشار کلید F روشن کنید.
- آزمایش را بوسیله رها کردن ضامن نگهدارنده (12) در اهرم (13) شروع نمائید.
- در سرعتهای بالا ترمز (16) را برای ضربه گیری وزنه بکار ببرید.
- سرعت چرخ دنده را با ترمز کاهش دهید.
- جلو برنده کاغذ را دوباره با کلید F متوقف کنید.

- سرعت جلوبرنده کاغذ می تواند بوسیله فشار کلید \downarrow تنظیم گردد.


5 آزمایشات

5.1 تئوری

5.1.1 حرکت دورانی شتابدار

ممان اینرسی جرمی¹ یک دیسک یکنواخت به جرم M و شعاع R عبارتست از:

5.1.2 شتاب دورانی قسمت چرخ دنده ای



دیاگرام آزاد جسم

در سیستم چرخ دنده ای، گشتاور راننده از طریق وزنه G و ریسمان حول درام به شعاع r تولید می شود. سرعت دورانی با حرف ω و شتاب دورانی با $\ddot{\omega}$ نمایش داده می شوند. از دیاگرام آزاد جسم داریم

$$J\dot{\omega} = Fr$$

$$m\ddot{y} = mg - 2F$$

از طرفی داریم $\frac{r\omega}{2} = \ddot{y}$ ، لذا با این جایگذاری این رابطه در روابط بالا نتیجه می شود.

$$J\dot{\omega} = \frac{mr}{2}(g - \frac{1}{2}r\ddot{\omega})$$


و یا

$$\dot{\omega} = \frac{mgr}{2(J + mr^2/4)} \quad (1)$$


¹ mass moment of inertia

5.1.3 ممان اینرسی جرمی کاهش یافته (انعکاس یافته)

اگر اجرام دورانی متفاوت در قسمت چرخ دنده ای سرعتهای متفاوت داشته باشند، ممان اینرسی کل سیستم می تواند بوسیله انعکاس (کاهش) ممان اینرسی های تک تک چرخ دنده ها در محور ورودی تعیین شود. برای این منظور فرض می شود که در سیستم انعکاس یافته (کاهش یافته)، یعنی ممان اینرسی فقط در محور ورودی است) انرژی جنبشی برابر با مجموع انرژی جنبشی تک تک چرخ دنده ها، یعنی داریم:



سیستم اصلی



سیستم کاهش یافته

$$T_{red} = \sum T_i \Rightarrow \frac{1}{2} J_0 \omega_0^2 = \frac{1}{2} J_1 \omega_1^2 + \frac{1}{2} J_2 \omega_2^2 + \dots$$

با تعریف نسبت دنده های (نسبت های انتقال¹) زیر رابطه بالا می تواند ساده تر نوشته شود.


$$i_i = \frac{\omega_i}{\omega_0}, i = 1, 2, \dots$$

لذا ممان اینرسی جرمی کاهش یافته² برابر است با:

$$J_0 = i_1^2 J_1 + i_2^2 J_2 + \dots$$

5.2 آزمایش: تعیین شتاب زاویه ای

قسمت چرخ دنده ای را مطابق توضیحات بخش 4.1 بصورت زیر سوار کنید.



- چرخ دنده یک سرعته با دو محور

¹ transmission

² reduced mass moment of inertia

- فلاپیول: محور 2


- وزنه: 10kg

- اندازه گیری سرعت: محور 2

- با توجه به اطلاعات ارائه شده در اطلاعات فنی ممان اینرسی کاوش یافته را برای $\dot{\alpha}_1 = 1$ و $\dot{\alpha}_2 = 2$ محاسبه کنید.

- شتاب زاویه ای محور 1 (شعاع درام $r = 15 \text{ mm}$) محاسبه نمایید.

- پس از انجام آزمایش مطابق بخش 4.2 نموداری مطابق شکل زیر ثبت می گردد.




سرعت جلو رفتن کاغذ 2 mm/s می باشد. از روی نمودار دور π (برحسب دور بر دقیقه) برحسب زمان t (برحسب چانیه) نسبت $\frac{\Delta n}{\Delta t}$ را پیدا کنید و را از رابطه $\dot{\omega}_1 = \frac{2\pi\Delta n}{60i\Delta t}$ محاسبه نمایید و با جواب بدست آمده از رابطه $\dot{\omega}_1 = mgr/2(J_0 + mr^2/4)$ مقایسه کنید.

5.3 آزمایش: تعیین اصطکاک

هدف از این آزمایش تعیین اصطکاک قسمت چرخ دنده ای می باشد که مخصوصا در نسبت دنده های بالا ظاهر می شود.

قسمت چرخ دنده ای را مطابق با توضیحات بخش 4.1 بصورت زیر سوار کنید.



- چرخ دنده سه سه سرعته با چهارمحور

- فلاپیول ها: هیج محوری


- وزنه: بستگی به مقدار اصطکاک

- اندازه گیری سرعت: هیج محوری

وزنه ها به تدریج افزوده می شوند تا قسمت چرخ دنده ای شروع به حرکت نماید. برای کمینه کردن تأثیر اصطکاک ایستایی قسمت چرخ دنده ای بوسیله اعمال نیروی بیشتری توسط دست به حرکت وا داشته می شود. اگر قسمت چرخ دنده ای دوباره متوقف شد وزنه ها باید افزوده شوند. اندازه گیری نشان می دهد که یک وزنه $m_R = 5\text{kg}$ سبب می شود تا قسمت چرخ دنده ای بطور مستقل شروع به حرکت نماید. گشتاور اصطکاکی مربوط به حمور ورودی را از رابطه $M_R = \frac{m_{gr}}{2}$ محاسبه نمایید.


5.4 آزمایش: تعیین ممان اینرسی جرمی


این آزمایش برای تعیین ممان اینرسی کاهش یافته از شتاب اندازه گیری شده، طراحی شده است.
قسمت چرخ دنده ای را مطابق با توضیحات بخش 4.1 بصورت زیر سوار کنید



- چرخ دنده سه سرعته با ۴ محور
- فلاپیول ها: محور 4
- وزنه: $20 \pm 0\text{kg}$
- اندازه گیری سرعت: روی محور 3

انجام آزمایش مطابق بخش 4.2 نمودار زیر (دور بر حسب rpm - زمان بر حسب ثانیه) را تولید می نماید.





۱- مقدمه

در کنار دستگاه سیستم ارتعاشات عمومی TM 150، دستگاه ارتعاشات پیچشی TM 150.02 امکان بررسی آزمایشگاهی ارتعاشات پیچشی را فراهم می‌آورد. طیف ارتعاشی ثبت شده شامل موارد زیر می‌باشد.

- صلبیت پیچشی


- ممان اینرسی جرمی

- ارتعاشات پیچشی آزاد

- ارتعاشات پیچشی میرا

- نوسانگر با چندین جرم


دا منه نوسانات می‌تواند بكمك ثبت کننده دستگاه TM 150، ثبت گردد.



شکل ۱-۱: مدل ارتعاشات پیچشی

بخش آزمایشی با یک مقدمه تئوری مختصری آغاز می‌شود که مفاهیم مهمی از قبیل معادله حکم بر حرکت، فرکانس طبیعی و میزان استهلاک را توضیح داده و با نتایج حاصل از آزمایش دنبال می‌شود. این مقدمه همبندی بین تئوری و آزمایش را که برای درک این بحث پیچیده لازم است، فراهم می‌کند.

۲- تشریح دستگاه



شکل ۲-۱: اجزاء دستگاه

دستگاه TM 150.02 طراحی شده تا روی فریم دستگاه سیستم ارتعاشات عمومی TM 150 نصب می‌گردد. علاوه بر این از ثبت کننده مکانیکی TM 150 برای ترسیم ارتعاشات استفاده می‌نماید. دستگاه شامل اجزاء زیر می‌باشد.

- گیردهای با فلانز^۱ و مرغک^۲ (1) (0.5-8mm)
- میله پیچشی به اقطار 3 و 5 و 6 میلیمتری و طول 900mm (2)
- چرخهای دارای فلانز کوچک و بزرگ (3). چرخ بزرگ با یک شیار مخصوص ریسمان برای اتصال به ثبت کننده می‌باشد.
- یک وسیله گیردار کننده (4) برای اینکه چرخها مستقیماً به میله پیچشی متصل شوند.
- اهرم راننده (5) برای متوقف کردن گیره و فراهم آوردن امکان اتصال محکم میله پیچشی
- بخش میرا کننده (6)، شامل بلبرینگ راهنمای (7)، استوانه میرا کننده (8) و طرف میرا کننده پراز روغن
- یک نگهدارنده قلم^۳ برای ثبت مکانیکی همراه با قلم، اهرم عملگر و سیم.

3- دستورات برای کار با دستگاه

دستورات آزمایشگاهی را بدقت قبل از کار با دستگاه بخوانید پیش از انجام آزمایشات کار آموزان می-

باشی با عملکرد دستگاه و نکات ایمنی مورد نیاز آشنا شوند.

3.1- احتیاطهای لازم برای ایمنی

خطر شوک الکتریکی

دوشاخه اصلی برق را قبل از باز کردن قسمت کنترل از پریز بیرون بکشید. تنها اشخاص مجبوب می-

توانند بخش کنترلی را باز نمود و روی سیستم الکتریکی کار نمایند.

نکته مهم:

سفتی قسمتهای مختلف دستگاه را قبل از شروع آزمایش چک کنید. مرغکهای مربوط به میله پیچشی را
محکم ببندید.

3.2- دستورات برای مونتاژ

3.2.1- جا انداختن پایه‌ها


پایه‌ها در فریم قرار داده شده و با یک اهرم گیردار کننده محکم بسته می‌شوند و از طریق یک زبانه و
شیار هم مرکز^۴ می‌شوند (شکل ۳-۱)

¹ flange

² chuck

³ stylus


⁴ centered




شکل ۳-۱

- اهرم گیردار کننده (۱) را از بالا به داخل مهره شیاردار (۲) عبور داده و پیچ نمایید.
- فرامین ذیر را اگر اهرم گیردار کننده قادر نیست به اندازه کافی بچرخد، دنبال نمایید.
- پیچ گوشتی (۴) را برای اعمال نبرو (به سمت پایین) به ساق اهرم گیردار کننده (۳) بکار ببرید.
- اتصال بین اهرم دستی و ساق اهرم گیردار کننده را بوسیله بالا کشیدن اهرم دستی (۵) آزاد نمایید.
- در لحظه‌ای که اهرم دستگاه رها شده است با ساق اهرم گیردار کننده دوباره به صورت اصطکاکی قفل می‌شود.

اگر اهرم دستی (۴) با یک متوقف کننده، وقتی که سفت یا شل می‌شود در تماس باشد می‌تواند دوباره بوسیله بالا بردن و چرخاندن آن جا بیفتد. چرخهای (۶) بطور مستقیم به پایه یا مرغک مجزا با سه پیچ M5 (۷) متصل می‌شوند (شکل ۳-۳). در ضمن این امکان وجود دارد که چندین چرخ متصل گردد. مرغک (۸) امکان قفل شدن اصطکاکی با میله پیچشی (۹) را فراهم می‌آورد.




شکل ۳-۲



شکل ۳-۳


3.2.2 مهار کردن پایه

- اگر پایه بعنوان یک محل قرارگیری یاتاقان بکار برده می‌شود محورش باید مهار شود.
- برای این امر اهرم رانده (1) با سه پیچ M5 به فلانز (2) و با دو پیچ به صفحه مبنای (3) پیچ می‌شود.



شکل ۳-۴: مهار کردن پایه


3.2.3 - سوار کردن قسمت میرا کننده



شکل ۳-۵: نصب میرا کننده

- قسمت میرا کننده فقط می‌تواند با آرایش (چیدمان)^۱ عمودی آزمایش بکار برده شود.
- قسمت میرا کننده را به انتهای پایه‌ی فریم نصب کنید.
 - بوش (2) با قطر مناسب (3,5,6 mm) را روی میله پیچشی قرار دهید.
 - استوانه میرا کننده (3) را در ظرف میرا کننده (4) قرار دهید و میله پیچشی (5) را از بالا بلغزانید تا از یاتاقان راهنمایی داشت. پلہ استوانه میرا کننده بروید. پیچ مغزی (6) را برای اتصال استوانه میرا کننده به میله پیچشی بکار ببرید.
 - ظرف میرا کننده را با روغن مخصوص پر نمائید.

3.2.4 - نصب ثبت کننده




شکل ۳-۶ : نصب ثبت کننده

- ثبت کننده را روی قسمت پائینی فریم متصل نمایید.
- نگهدارنده قلم (2) را طوری به قلم (3) متصل نمایید که بطور عمودی در مرکز کاغذ شطرنجی قرار بگیرد.
- سیم نگهدارنده قلم را با ساقمه به چرخ بزرگ (5) اویزان کنید و دور چرخ پیچید تا قلم در مرکز صفحه شطرنجی قرار بگیرد. میله پیچشی را در بالا در این موقعیت محکم نمایید.
- قلم را نصب کرده و با پیچ آجدار بیندید. قلم را طوری قرار دهید که تماس جزئی با کاغذ ایجاد نماید. فشار بیش از حد استهلاک اضافی تولید می کند.
- نسبت انتقال اهرم عملگر می تواند بعد از شل کردن پیچ مغزی در وجه انتهایی ساق بوسیله حرکت اهرم عملگر تنظیم گردد.

4 آزمایشات

4.1 اصول اصلی




شکل ۴-۱ : نوسانگر پیچشی

مطابق شکل 4.1 معادله حاکم بر حرکت با بررسی گشتاور جبرانساز میله تحت پیچش با سختی پیچشی c که یک دیسک (چرخ) با ممان اینرسی جرمی J به آن متصل شده است به صورت زیر بدست می آید.

$$\sum M_o = J_p \ddot{\phi} = -c_\phi \dot{\phi} - d_\phi \dot{\phi}$$

حل معادله (1) با شرط اولیه $\varphi_0 = \varphi(0)$ و $\dot{\varphi}_0 = \dot{\varphi}(0)$ می‌تواند برای D های متفاوت بدست آید. که برای $D < 1$ جواب بر حسب ω بدست می‌آید که در آن ω فرکانس طبیعی میرا و $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - D^2}$ می‌باشد.

4.2 مقدمات آزمایش



شکل ۴-۳: چیدمان آزمایش

آزمایش در ابتدا بدون میرا کننده انجام می‌پذیرد.

- دو پایه (5) و (3) را به قسمت عمودی فریم طوری متصل نمائید که فاصله بین مرغکها 300mm باشد.

- چرخ بزرگ (1) را با سه پیچ به فلاز راننده پایه پائینی (3) پیچ کنید.

- اهرم راننده (7) را با سه پیچ به فلاز راننده پایه بالائی (5) و با دو پیچ به صفحه مبنا پیچ نمائید.

- میله پیچشی به قطر 5mm ϕ (4) را قرار دهید و در قسمت پائینی گیردار نمایید.

- ثبت کننده (2) و نگهدار قلم را در داخل فریم همانطور که در بخش 3.2.4 شرح داده شده سوار کنید.

- سیم نگهدار قلم را از چرخ بزرگ آویزان نموده و دور چرخ بیچید تا قلم در مرکز کاغذ شطرنجی قرار بگیرد. میله پیچشی را در بالای این موقعیت گیردار نمایید.

4.3 انجام و ارزیابی آزمایش

تأثیرات گذرا در ابتدا برای سیستم بدون استهلاک اضافی بررسی می‌شود.

- ثبت کننده را روشن کنید


- چرخ بزرگ (1) را بوسیله دست حدود 20 درجه منحرف کرده و رها نمایید.

که در آن φ زاویه پیچش و d ضریب میرائی پیچشی دمپر می‌باشد. بنابراین معادله همگن زیر بدست می‌آید.

$$\ddot{\varphi} + \frac{d_\varphi}{J_p} \dot{\varphi} + \frac{c_\varphi}{J_p} \varphi = 0$$

با تعریف $\omega_0 = \sqrt{\frac{c_\varphi}{J_p}}$ و $D = \frac{d_\varphi}{2J_p\omega_0}$ زاویه‌ای طبیعی^۱ هستند معادله بالا بصورت عمومی تر زیر نوشته می‌شود.

$$\ddot{\varphi} + 2D\omega_0\dot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = 0$$



شکل ۴-۲: تأثیر میرائی روی اثرات گذرا

فرکانس طبیعی خطی نیز از رابطه $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{c_\varphi}{J_p}}$ محاسبه می‌گردد. اگر گشتاور اعمالی به میله M_d

باشد و طول میله و مدول پیچشی آن به ترتیب L و G باشد زاویه پیچش عبارت خواهد بود از

$$\varphi = \frac{M_d}{GI_p} L = \frac{32M_d L}{\pi G D^4}$$

که در آن D قطر میله پیچشی و I_p ممان اینرسی قطبی میله پیچشی است. صلبیت پیچشی عبارتست از


$$c_\varphi = \frac{M_d}{\varphi} = \frac{GD^4\pi}{32L}$$

در ضمن I_p برای چرخ نیز از رابطه $I_p = \frac{1}{2}mR^2$ که در آن m جرم چرخ و R شعاع چرخ می‌باشد محاسبه می‌گردد.

^۱ degree of damping
^۲ natural angular frequency


مطابق مشکل 4.4 اند کی کاهش دامنه نوسان در اثر میرایی مشاهده می شود. انسان در رخ 2.8: می دهد (از روی کاغذ شطرنجی که با سرعت 20 mm/s حرکت می کند استخراج می گردد). پریود نوسان و فرکانس زاویه ای را بكمک روابط بین پریود و فرکانس زاویه ای محاسبه نمایید. سختی پیچشی (c_p) را برای قطر $D=5$ mm و $G=78$ Gpa محاسبه نمایید. بكمک رابطه

فرکانس را بدست آورده و با نتایج بدست آمده از ثبت گننده مقایسه نمایید.




شکل ۴-۴: تعیین فرکانس طبیعی

میرا گننده را به سیستم متصل نموده و آزمایش را تکرار کنید. میزان استهلاک از طریق عمق فرو بردن استوانه میرا گننده در روغن تنظیم می گردد. مشابه اشکال (۴-۵) و (۴-۶) برای مقادیر متفاوت میزان استهلاک حاصل می شود. از نمودارهای حاصله بكمک رابطه مربوط به کاهش لگاریتمی مقدار D را محاسبه نمایید.



شکل ۴-۵: میرایی کم



شکل ۶-۴: میرایی زیاد

5 پیوست

5.1 اطلاعات فنی

میله پیچشی

جنس: فولاد زنگ نزن

قطر: 3,5,6 mm

طول: 900 mm

مدول پیچشی: 7800 N/mm²

گیره ها، وسیله گیردار کننده

ارتفاع ساق: 130 mm

قطر فلاپر متصل شونده: ϕ 40 mm

سه پیچ ϕ 28 mm برای M5

چرخها

وزن چرخ کوچک: 2.774 kg

وزن چرخ بزرگ: 4.807 kg

قطر چرخ کوچک: ϕ 150 mm

قطر چرخ بزرگ: ϕ 228 mm

شعاع شیار مخصوص ریسمان: 110 mm

صممان اینترسی جرمی چرخ کوچک: 0.0078 kgm²

صممان اینترسی جرمی چرخ بزرگ: 0.0312 kgm²


قسمت میرا کننده

قطر استوانه میرا کننده: ϕ 80/70 mm

روغن میرا کننده: 6000 cSt


GL 105 Gear Trains Model

مدل مجموعه چرخ دنده ای



1 شرح دستگاه

مدل GL 105 رابطه بین نسبت دنده دو چرخ دنده ساده از بک طرف و نسبت انتقال دستگاههای چرخ دنده ای را از طرف دیگر تشریح می کند. این دستگاه هم برای کارآموزان در آزمایشگاه مناسب بوده و هم با حافظ کیفیت (کارائی) نمایش توسط مدرس مناسب می باشد.



شکل ۱ - ۱ : طراحی دستگاه

این وسیله شامل یک صفحه پایه با محور ثابت (1) و یک بازوی دوار^۱ که می تواند در هر موقعیتی به دو محور دیگر (3,4) نیزدار گردد. این کارآمکان ایجاد واحدهای چرخ دنده ای تک مرحله ای و دو مرحله ای را فراهم می سازد. دستگاه شامل چهار چرخ دنده با (6), (7), (8) (9), (10), (11) می باشد. آزاد نمودن پین قفل کننده (9) بازو را قادر می سازد تا حول محور ثابت دوران نماید و بنابر این امکان نمایش مجموعه چرخ دنده خورشیدی را فراهم می کند. چرخ دنده

^۱ swivel arm

هایی توانست به یکدیگر یا به معور ثابت از طریق پیشای (۱۰) متن سه و سه نفعات بدگیر در جعبه پلاستیکی (۱۱) نگهدازی نمود.

۲ آزمایشات

۲.۱ نسبت انتقال در دستگاه چرخ دنده ساده

نسبت انتقال یک جفت چرخ دنده ساده بوسیله تعداد دندانه ها یا اقطار دواير گام چرخ دنده تعیین می شود. نسبت انتقال از رابطه زیر محاسبه می شود

$$i = \frac{d_2}{d_1} = \frac{Z_2}{Z_1}$$

که در آن d_1 و d_2 به ترتیب اقطار دواير گام چرخ دنده های رانده و رانده شده بر حسب mm هستند و Z_1 و Z_2 به ترتیب تعداد دندانه های چرخ دنده های رانده و رانده شده هستند. از آنجائیکه سرعتهای محیطی دو چرخ دنده در دایره گام یکسان هستند، لذا نسبت انتقال بصورت زیر محاسبه می شود

$$i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

که در آن ω_1 و ω_2 به ترتیب سرعتهای زاویه ای چرخ دنده های رانده و رانده شده بر حسب [s⁻¹] هستند و n_1 و n_2 به ترتیب دورهای چرخ دنده های رانده و رانده شده بر حسب دور بر دقیقه هستند. نسبت کلی انتقال در یک واحد چرخ دنده ای ساده به وزیر از ائمه می شود


$$i_{\text{کل}} = i_1 i_2 \dots$$

که در آن i_1, i_2, \dots, i_n نسبتهای انتقالی هر دو حفتم چرخ دنده در گیر هستند.

۲.۲ آماده سازی برای آزمایش واحد چرخ دنده ای ساده

- بازوی دوار را قفل کنید

- چرخ دنده کوچک (۴۰ دندانه) با وجه دوار رو به بالا را روی محور قرار دهید بطوریکه به آزادی دوران نماید.



40 100

شکل ۲-۱: واحد چرخ دنده تک مرحله ای

- چرخ دنده بزرگ (۶۰، ۸۰، ۱۰۰ دندانه) را بر روی محور قابل تنظیم قرار دهید و طوری تنظیم نمایید که چرخ دنده ها در گیر گردند. سپس محور قابل تنظیم را از زیر با مهره ثابت کنید. نسبت انتقال می تواند بوسیله شمارش کل دورانهای چرخ دنده ها تعیین شود.

معون مثال چرخ دنده کوچک ندوران و چرخ دنده بزرگ ۲ دوران اجسام خواهد داد و بنابر این نسبت انتقال برابر است با


$$i = \frac{5}{2} = 2.5$$

و نیز داریم

$$i = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{100}{40} = 2.5$$

لذا نسبت انتقال متناظر است با نسبت تعداد دندانه ها

2.3 آماده سازی برای آزمایش واحد چرخ دنده ای با چرخ دنده هرزگرد




شکل ۲-۲ : واحد چرخ دنده ای با چرخ هرزگرد

چرخ دنده ها مطابق آزمایش قبلی چیده می شود اما یک چرخ دنده اضافی هرزگرد بین دو چرخ دنده قرار داده می شود. آزمایش نشان می دهد که نسبت انتقال بین اولین و آخرین چرخ دنده (چرخ دنده رانده و رانده شده) تغییر نمی کند. چرخ دنده رانده و رانده شده در هشت یکسان دوران می کنند.

چرخ دنده هرزگرد اگر تغییر جهت دوران را فراهم می کند نه تغییر نسبت انتقال

2.4 آماده سازی برای آزمایش واحد چرخ دنده ای دو مرحله ای



شکل ۲-۳ : واحد چرخ دنده ای دو مرحله ای

اولین مرحله ایجاد واحد چرخ دنده ای تک مرحله ای همانطور که در 2.2 شرح دادیم می باشد. چرخ دنده کوچک دیگری را روی چرخ دنده بزرگ قرار دهید و مطمئن شوید که دو چرخ دنده

بطور دندم بهم بوسیله پین راننده پین شده اند چنان‌که چرخ دندد باشد. به محور دوم فنابل تضییع منسق می‌شود. آزمایش نشان می‌نماید که نسبت انتقال کلی بین اولین چرخ دندد (چرخ دنده راننده) و آخرین چرخ دندد (چرخ دندد رانده شده) از حاصل ضرب نسبتهای انتقال هر دو جفت چرخ دنده درگیر حاصل می‌شود.

$$i = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{100}{40} = 2.5$$


$$i = \frac{Z_4}{Z_3} = \frac{80}{60} = 1.33$$

لذا نسبت انتقال کلی برابر است با

$$i_{\text{tot}} = i_1 i_2 = 2.5 \times 1.33 = 3.33$$

برای واحدهای چرخ دنده ای چند مرحله‌ای نسبت انتقال کلی از حاصل ضرب نسبتهای انتقال هر دو جفت چرخ دنده متعای درگیر بدست می‌آید.

2.5 آماده سازی برای آزمایش راحد چرخ دنده ای خورشیدی



شکل ۲-۲: واحد چرخ دنده ای خورشیدی

چرخ دنده‌ها را مطابق شکل ۲-۲ بچینید. چرخ دنده (۱) بطور دائمی به محور ثابت می‌شود. چرخ دنده‌های (۲) و (۳) از طریق پین راننده بهم پین می‌شوند و چرخ دنده خورشیدی را بوجود می‌آورند. پین قفل کننده رها می‌شود تا بازوی (۵) با دو چرخ دنده (۲) و (۳) حول محور ثابت دوران کند. بازوی (۵) بعنوان ورودی واحد چرخ دنده (چرخ دنده اقماری) است و خروجی چرخ دنده (۴) می‌باشد که بعنوان چرخ دنده خورشیدی عمل می‌کند. نسبت انتقال می‌تواند بوسیله شمارش تعداد دورانهای کامل محسوبه گردد. برای مجموعه حاصل نسبت انتقال برابر است با

$$i = \frac{10}{7} = 1.43$$

به ترتیب جمیل و مسچین بکم رضه بیان اتفاق مجدد محاسبه نموده و به سمت سال
مقایسه نمایند.

$$\frac{\omega_L)_{Arm}}{\omega_F)_{Arm}} = \frac{\omega_L - \omega_{Arm}}{\omega_F - \omega_{Arm}}$$

که در آن ω_F و ω_L و ω_{Arm} به ترتیب سرعتهای زاویه ای مطلق اولین و آخرین چرخ دنده و بازو می باشند. $\omega_F)_{Arm}$ و $\omega_L)_{Arm}$ به ترتیب سرعتپایی زاویه ای اولین و آخرین چرخ دنده نسبت به بازو هستند.

3 اطلاعات فنی


ابعاد : 375×120×100 mm

وزن :

چرخ دنده ها (۴ عدد):


مدول:

تعداد دندانه ها :



۱. مقدمه


رازروسکوپ TM630 برای نمایش ویژگی‌های رازروسکوپ‌های هدایت شونده بکار بردہ می‌شود. این وسیله می‌تواند برای ملاحظه گشتاورهای ناشی از اثرات زاویه‌سکوپی بکار بردہ شود. در عمل این گشتاورها، اغلب نیزه‌های تکیه گاهی زیادی را تولید می‌کنند لذا در طراحی ماشینها می‌باشد تا در نظر گرفته شوند (مانند محورهای پروانه کشتبی و غیره). از طرفی رازروسکوپ‌های هدایت شونده بعنوان المانهای (اعضای) پایدار کننده حرکت کشتبی‌ها و وسائل نقلیه تک ریلی و غیره بکار می‌روند. نمایش دیجیتالی سرعتهای دورانی و اندازه گیری ساده گشتاورها بوسیله یک میله تعادلی همراه با یک لغزنده سبب می‌شود که آزمایش بسادگی و بطور دقیق انجام شود.



شکل ۱-۱: رازروسکوپ هدایت شونده


۲. شرح دستگاه

۲-۱ عملکرد




شکل ۱-۲ : اجزاء ژایروسکوپ

هسته دستگاه جرم گریزاز مرکز (2) را که روی تکیه گاه واقع در محفظه نوسانگر^۱ (1) قرار دارد می چرخاند. جرم گریزاز مرکز بهمراه موتور راننده (3) یک ژایروسکوپ هدایت شونده را تشکیل می دهد. میله تعادلی^۲ (4) با وزنه لغزنده (5) و وزنه های تنظیم کننده دقت تعادل^۳ به امامه محور ژایروسکوپ متصل می شوند. محفظه نوسانگر حول محور A لولا شده است و می تواند بین پیش ای متوقف شدن حركت^۴ (7) به سمت جلو و عقب نوسان کند. وزنه لغزنده (5) گشتاوری حول محور A/ ژایروسکوپ ایجاد می نماید در ضمن کل سیستم حول محور عمودی B لولا شده است. بوسیله موتور ثانوی (2) و تسممه راننده (9) مجموعه قادر است حول محور عمودی دوران کند. توان موردنیاز برای موتور ژایروسکوپ بوسیله دو جاروبه کربنی^۵ (10) و یونگهای لغزشی^۶ (11) فراهم می گردد.



شکل ۲-۲: نقشه برش خورده


- ¹ rocker
- ² balance bar
- ³ precision weights
- ⁴ stop limits
- ⁵ carbon brushes
- ⁶ slip rings



شکل ۳-۲: نمای کلی

سرعتهای هر ۱۲ از دو موتور می‌تواند مرحله به مرحله بطور گستته بوسیله یک پتانسیومتر^۱ و سرعته (12) تنظیم می‌گردد. سرعتها در سرعت سنج^۲ دیجیتالی (13) بر حسب rpm نمایش داده می‌شوند، در پوش شفاف (14) قسمتهای دوار را در حین آزمایش می‌پوشاند.

۲-۲ اینستی



شکل ۳-۳: علام اینستی

نکته ۱: همواره باید دستگاه با درپوش شفاف شروع به کار نماید و به هیچوجه در حین کار به قسمتهای دوار دست فرزندید.

نکته ۲: مطمئن شوید به بیچ مغزی^۳ (۱) اتصال دهنده وزنه لغزنده (2) به میله تعادل (3) کاملاً بسته شده است. وزنه های تنظیم گننده دفت می باشند مکرم باشند چرا که در غیر اینصورت امکان دارد در حین کار سُل شده و به بیرون پتاب شوند.

۳. تئوری


۱-۳ حرکت تقدیمی^۴ ژایروسکوپ

¹ potentiometer

² tachometer

³ grub screw

⁴ precession




شکل ۱-۳: ژایروسکوپ هدایت سونده

وقتی یک ژایرو دوران می کند محور مرکزی اش در موقعیت صفحه ای باقی می ماند چرا که هیچ گشتاوری روی ژایرو اثر نمی کند. هنگامیگه ژایرو حول محور عمودی B بطور اجباری دوران می کند مشاهده می گردد که ژایرو حول محور A نیز دوران می کند. ژایرو دوار دارای بردار اندازه حرکت زاویه ای \vec{H}_1 که جهت آن بوسیله جهت دوران ژایرو مشخص می شود، بوده و $J_1\omega_1 = \vec{H}_1$ باشد. با فرض جهت دوران به سمت راست (شکل ۱-۳) بردار \vec{H}_1 در جهت محور ژایرو می باشد. گشتاور اجباری \vec{T} حول محور عمودی B بردار اندازه حرکت زاویه ای دیگری، \vec{H}_2 تولید می کند که در آن $J_2\omega_2 = \vec{H}_2$ می باشد. مجموع بردارهای اندازه حرکت زاویه ای \vec{H}_1 و \vec{H}_2 بردار اندازه حرکت زاویه ای \vec{H} خواهد بود که در شکل (۱-۳) مشخص شده است. بنابراین محور ژایرو در جهت آینه بردار، \vec{H} حرکت می کند. حرکت ژایرو تحت تأثیر یک نیروی خارجی، حرکت تقدیمی ژایرو نامیده می شود. گشتاور تولیدی توسط جرم mg با گشتاور ژایروسکوپی هم‌دیگر را خنثی نموده و سبب می شود تا میله تعادلی در وضعیت افقی باقی بماند.

۴. آزمایش

۱-۴ نحوه انجام آزمایش جداسازی محافظ حرکت :



شکل ۱-۴: جداسازی محافظ حرکت





هر دو پیچ ان M_5 را بمانید.

- بلوک قرمز رنگ اینمی (2) را جدا کنید.

تنظیم دقیق میله تعادلی:

مطابق شکل دستورات زیر را انجام دهید:


- وزنه لغزنده را بوسیله شل کردن پیچ مغزی آزاد نمایید.
- وزنه لغزنده را بسمت محفظه نوسانگر فشار دهید.
- وزنه لغزنده را ثابت نمایید (با بستن پیچ مغزی)
- وزنه های تنظیم کننده دقیق تعادل را باز نموده و آنها را طوری تنظیم نماید تا میله تعادلی بطور افقی قرار گیرد.
- وزنهای تنظیم کننده دقیق تعادل را در جهت عکس محکم نمایید. (سفت نمایید)



شکل ۴-۲: تنظیم دقیق میله تعادلی


تنظیم وزنه لغزنده:

- وزنه لغزنده را با شل کردن پیچ مغزی آزاد نمایید.
- فاصله مطلوب ۲ (ماکریم ۹۵mm) را تنظیم نمایید.
- پیچ مغزی را محکم نمایید.



شکل ۴-۳: تنظیم وزنه لغزنده

انجام اندازه گیری:



شکل ۴-۴: اندازه گیری

- در پوش شفاف (۱) آنرا نمایند.
- پتانسیومتر دو سرعته (۲, ۳) را بچرخانید و روی درجه صفر قرار دهید.
- موتور ژایرو را روشن نمایند (حرکت تقدیمی) (کلید ۴)
- با پتانسیومتر (۳) به سرعت دورانی موردنظر بررسید.
- موتور فریم را روشن نمایند (ژایروسکوب) (کلید ۵)
- با پتانسیومتر سرعت (۲) سرعت دورانی موردنظر را افزایش دهید تا میله تعادلی (۶) بطور افقی قرار گیرد.
- هر دو سرعت دورانی را یادداشت نمایند.

۴-۴ اثبات اعتبار قوانین حاکم بر ژایروسکوپها

در آزمایشات، وزنه لغزنده که جرمش $m = 65.6[gr]$ است در فواصل $r = 25, 50, 75, 95[mm]$ تنظیم نمایید. شعاع جرم لغزنده $R = 3.381[m]$ می باشد. در هر فاصله r برای حداقل چهار دور متفاوت $n_1[rpm]$ و $n_2[rpm]$ موتور ژایرو و موتور فریم که در آن میله تعادلی بحالت افقی است جدول زیر را تنظیم نمایید.

شنبه (بر حسب)	گشتاور $M_3 = mgr$ (N.m)	مترشد دیرانی ژایروزی (بر حسب) (rpm)	سرعت دورانی فریم (rpm)	گشتاور $M_3 = J_1\omega_1\omega_2$ (بر حسب) (N.m)	پاسخ ستونهای دوم و پنجم جدول (بر حسب)(%)
0.025	0.0161	2600	15.81	0.0169	5
0.025	0.0161	2950	14.10	0.0171	6.2

نمودارهای سرعتی دورانی $n_2 [rpm]$ را بر حسب سرعت دورانی $n_1 [rpm]$ برای مقادیر مختلف M_3 درج شده در ستون دوم جدول بالا بكمک رابطه $M_3 = J_1\omega_1\omega_2$ ترسیم نمائید. (منحنی گشتاور ثوری ژایروسکوپ) نتایج را با ترسیم نقاط (n_1, n_2) بدست آمده از ستونهای سوم و چهار جدول بالا مقایسه نمائید (منحنی گشتاور آزمایشگاهی ژایروسکوپ)

5 ضمیمه

5.1 اطلاعات فنی

محدوده گشتاور قابل تنظیم: 0-61.6[nmm]

محدوده سرعت دورانی ژایرو: 1000- 6000[rpm]

محدوده سرعت دورانی فریم: 5-63 rpm

اندازه گیری سرعتهای دورانی فریم ژایرو با نمایشگر LCD هشت دیجیتالی به ترتیب با رزولوشنهاي 0000 و 00.00


ابعاد دستگاه: 420x435x280 mm

وزن دستگاه: 22kg

منبع تغذیه: 50Hz, 230v


دستگاه بالانسینگ استاتیکی و دینامیکی

Tm 170 Static and Dynamic Balancing Apparatus




1 مقدمه

دستگاه بالانسینگ TM170 برای تشریح بالانسینگ بکار می‌رود. بالانسینگ یک جنبه بسیار مهم در مهندسی می‌باشد. در تمامی ماشینهایی که در سرعت بالا دوران می‌کنند قسمتهای دوار می‌بایستی بالанс باشند. اگر اجزاء بالانس نباشند یا بطور منابع بالانس نشده باشند نیروی اپرسی آزاد منجر به تنشهای تکیه-گاهی، ارتعاشات و نویز می‌شوند. نابالانسی شدید می‌تواند سبب بارگذاری بیش از حد مجاز شده و تکیه گاهها را از بین برد. بالانسینگ شامل بالانسینگ تایر ماشینها، موتورهای الکتریکی، چرخهای سنگ زنی^۱ و توربینها و... می‌باشد.



روتور با نابالانسی استاتیکی




روتور با نابالانسی دینامیکی

¹ grinding wheels

2 شرح دستگاه

دستگاه بالانسینگ ایما شامل محور (1) که بعزم افقی روی تکیه گذاشته با قرار دارد و چهار جرم نامیده ای (5) می توانند در هر موقعیت زاویه ای و محوری دلخواه به آن متصل شوند (بظور گیردار). این محور روتور نامیده می شود. تکیه گذاشته ای روتور دو بلبرینگ خود تنظیم با استکاک که هستند. روتور همراه با پایه اش (2) روی یک محفظه بوسیله اجزاء لاستیکی (3) متصل شده است. روتور بوسیله یک نسخه جدالشدنی با مقاطع گرد (12) و یک موتور با سرعت متغیر واقع در داخل محفظه می چرخد. موتور از طریق کلید (16) رشد می شود. پتانسیومتر 10 چرخه (14) امکان تنظیم فوق العاده حساس سرعت را فراهم می کند. محدوده سرعت $0-1400[min^{-1}]$ می باشد. سرعت روتور بوسیله دورشمار دیجیتالی (15) نشان داده می شود. مقیاس زاویه (10) و مقیاس طول (11) امکان اینکه موقعیت قرارگیری نایلانسی بدقت تعیین گردد را فراهم می آورند.

چهارمین بخش از این ماده در مورد این است که آن را برای تعیین نابالانسی بکار می‌رود. وزنهای اضافی (۶) می‌توانند به اجرام نابالانسی (۵) متصل شده و از این طریق هر زمان که نیاز باشد به روتور بطرور گیردار متصل گردند. محافظت (۱۳) از حزادث ناشی از تماس با قدرتیای دوار جلوگیری می‌کند.



3.1 یمنی و دستورات مهیم اجرائی

دستورات زیر می باشد تا کارآئی این دستگاه را تضمین نماید. سرعت ماکریم روتور می تواند $1400[min^{-1}]$ باشد لذا با توجه به ابعاد اجرام نامیزانی سرعت محیطی لبه تیز اجرام نامیزانی می تواند تا $7.5[m/s]$ باشد.

3-1 مقررات ایمنی

خطر

- خطر صدمه ایجاد شده بوسیله قسمتی‌ای دوار
- هرگز قسمتی‌ای دوار را لمس نکنید
- هرگز با دستگاه بدون پوشش محافظت کار نکنید. مطمئن باشید که گیره های رهایش سریع قفل می شوند
- همیشه وقتی با روتور بدون محافظت کار می کنید موتور را خاموش کنید.

خطر

- خطر آسیب دیدگی بوسیله اجزاء به بیرون پرتاب شونده.
- مطمئن شوید که اجرام اضافی بطور کامل ایمن با پیچ مغزی محکم شوند.

خطر شوک الکتریکی

- دوشاخه اصلی برق¹ را قبل از نعیض فیوزها یا باز کردن محفظه بیرون بکشید
- کار روی سیستم الکتریکی می باشد فقط توسط متخصصین انجام پذیرد.
- مطمئن باشید که نوع صحیحی از فیوزهای تعویضی بکار برده می شود (800 mA M)

توجه

هرگز دستگاه را تا ماکریم سرعت همراه با حداکثر نابالانسی بکار نیندازید چرا که بار روی تکیه گاهها می تواند از میزان مجاز تجاوز کند.

توجه

- همیشه محور و بولی (دارای شیار برای عبور تسمه) را قبل از اینکه تسمه را جا بیندازید از هم جدا نمایید.
- قبل از روشن کردن موتور، تنظیم کننده سرعت را روی صفر تنظیم کنید چرا که در غیر اینصورت ممکن است موتور بطور ناگهانی سرعت بگیرد.
- اگر نابالانسی نامشخص است به آهستگی سرعت روتور را افزایش دهید و نوسان دستگاه را مشاهده نمایید.

توجه

- هرگز دستگاه را بدون حضور داشتن در حال کار رها نکنید

3-2 دستوران کاربرد

3.2.1 تنظیم اجرام نامیزانی


اجرام نامیزانی (1) می تواند با شل کردن بیچ گیردار کننده² (2) بوسیله یک آچارشش گوش³ $3mm$ جابجا و با چرخانده شود.

¹ mains play

² clamping screw


زاویه قرارگیری نابالانسی بصورت زیر تنظیم می شود:

- تسمه راننده را حکم کنید (از دوران ناخواسته جلوگیری نماید)
- گردونه مدرج (4) را در صفحه موردنظر قرار داده و محور را نگه دارید.
- جرم نامیرانی (1) را بچرخانید بطوریکه لبه پشتی پایین تر همراستا با مقیاس طولی (5) قرار گیرد. پیچ گیردارکننده را با احتیاط سفت کنید تا جرم نامیرانی ثابت شود. بعد از انجام این عمل دوباره زاویه را چک کنید و مطمئن شوید که جرم نامیرانی بطور کاملاً ثابت در موقعیت قرار می گیرد. جرم می بایستی قادر به دوران نباشد. موقعیت محوری هی تواند با بکاربردن مقیاس طولی تعیین گردد.



3-22 تعویض اجرام اضافی


- اجرام اضافی (9) بعد از شل کردن پیچ گیردار کننده (7) با یک آچار شش گوش 2mm (8) می تواند تعویض گردد.
- مطمئن شوید پیچ گیردارکننده وقتی که جرم اضافی نصب می گردد سفت است. پیچ باید در شکاف ۷ شکل جرم اضافی جا بیفتند. دو نوع جرم متفاوت وجود دارند.



4 آزمایشات

اگر مرکز ثقل یا محور اینرسی یک روتور بر محور دوران آن روتور نامیزان می‌شود. در طی دوران مرکز جرم روی یک مسیر دایروی حرکت می‌کند و روتور نیروها و گشتاورهای گردی از مرکز را روی محل نصب اعمال می‌کند. علاوه بر جرم پارامترهای حاکم بر نیروی گردی از مرکز یک جسم شعاع مسیر دایروی و سرعت زاویه ای می‌باشد.

$$F = mr\omega^2 \quad (\text{نیروی گردی از مرکز})$$





دو نوع نابالانسی بصورت زیر تعریف می‌شوند:

الف- نابالانسی استاتیکی: مطابق شکل در حالت وجود نابالانسی استاتیکی خالص مرکز جرم S بیرون محور دوران قرار دارد ولی محور اصلی اینرسی χ موازی محور گذرنده از آن است. در این حالت فقط نیروهای نابالانسی تولید می‌شوند و هیچ گشتاور نابالانسی وجود ندارد.

ب- نابالانسی دینامیکی: با وجود نابالانسی دینامیکی خالص مطابق شکل مرکز جرم S روی محور دوران قرار دارد و روتور گشتاور نابالانسی اطرافش در اعمال می‌کند.

نابالانسی استاتیکی می‌تواند در حالت سکون از طریق نوسان تعیین گردد (بنابر این نابالانسی استاتیکی نامیده می‌شود). مرکز جرم روتور به پایین ترین نقطه اش می‌رسد. با کاهش نابالانسی روتور در هر موقعیت زاویه ای تمایل به توقف دارد. هر گاه مرکز جرم روی محور دوران قرار داشته باشد نابالانسی دینامیکی نمی‌تواند ایجاد گردد. برای توزیع جرم نامنظم، نیروهای متفاوتی را در امتداد محور طولی روتور اعمال می‌گردند و بنابراین گشتاورهای نابالانسی تولید می‌کنند. این گشتاورها فقط وقتی که روتور دوران می‌کند وجود دارند لذا نابالانسی دینامیکی نامیده می‌شوند.

در حالت کلی هر نابالانسی ترکیبی از نابالانس استاتیکی و دینامیکی است. برای اهداف مورد نظر روتور نابالانسی بطور ایده آل بصورت یک محور و اجرام نابالانس گیردار شده به آن در نظر گرفته می‌شود.



4.1 تعیین نابالانسها

اولین قدم تعیین نابالانسی اجرام نامیران گیردار شده به روتور می باشد. دو نوع از نابالانسها می توانند در نظر گرفته شود.

- جرم نابالانسی بدون جرم اضافی : نابالانسی جزئی^۱ (ناچیز) که در شکل با نقاط سفید (دوایر توخالی) مشخص شده

- جرم نابالانسی با جرم اضافی : نابالانسی بزرگ^۲ که در شکل با نقاط سیاه (دوایر کوچک توپر) مشخص شده برای آزمایش ذیل مناسب است که دو جرم نابالانسی فاقد جرم اضافی را در طرفین روتور دو جرم نابالانسی باقیمانده با جرم اضافی را در مرکز روتور قرار می دهیم. برای تعیین نابالانسی روتور در ابتدا روتور بطور آزاد رها می شود تا ساکن شود و اجرام نابالانس در پایین ترین موقعیت قرار می گیرند. یک گشتاور خارجی توسط پولی ریسمانی و سبد وزنه ها اعمال می شود. روتور به موقعیت تعادل جدیدش می چرخد و مطابق شکل در زاویه α قرار می گیرد.


از تعادل گشتاورها نتیجه می شود:

$$\sum M = 0 \Rightarrow m_k gr - m_u g e \sin \alpha = 0$$

که در آن m_k جرم ساقمه ها واقع در سبد، r شعاع پولی، m_u جرم نابالانسی، e خروج از مرکز نامیرانی و α زاویه انحراف نامیرانی فاقد جرم اضافی است.

نابالانسی U بصورت $U = m_u e$ تعریف می شود و یا داریم

$$U = \frac{m_k r}{\sin \alpha}$$



4.1.1 اندازه گیری جرم نابالانسی فاقد جرم اضافی (نابالانسی ناچیز U)


- دو جرم نابالانسی کوچک (نقطه سفید) را در موقعیت زاویه ای یکسان (زاویه صفر) قرار می دهیم.
- اجرام نابالانسی بزرگ (نقطه سیاه) را در موقعیت های زاویه ای قرار می دهیم که نسبت به هم زاویه 180° باشند.

- تسمه رانده را جدا نمایند.

¹ minor unbalance


² major unbalance

- پولی ریسمانی را به انتهای آزاد محور وصل نمایید.
- ریسمان را به سبدهای بدون وزنه متصل نمایید.
- روتور باید به حالت سکون در باید بطوریکه وجود اجرام نابالانسی کوچک بطور قائم بسمت پایین باشند. زاویه در مقیاس زاویه باید 0° مشاهده گردد.
- ساقمه ها را در یک سبد قرار دهید. این عمل سبب می شود تا روتور وضعیت سکون را ترک نماید. ساقمه ها را اضافه نمایید تا زاویه $30^{\circ} - 40^{\circ}$ گردد. زاویه α را تعیین کنید.
- جرم هر ساقمه 392 و شعاع پولی ریسمانی $3.33\text{cm} = 2$ می باشد.
اگر نابالانسی ناچیز U باشد آنرا محاسبه کنید.
- برای رسیدن به دقیقیت بیشتر نتایج اندازه گیری را در جهت مخالف تکرار کنید و مقدار متوسط هر دو اندازه گیری را بدست آورید.




4.1.2 اندازه گیری جرم نابالانسی با جرم اضافی (نابالانسی بزرگ U)

- دو جرم نابالانسی بزرگ را در وضعیت زاویه ای یکسان (زاویه 0°) قرار دهید.
- جرم نابالانسی کوچک را در موقعیتهای زاویه ای قرار می دهیم که نسبت به هم زاویه 180° بسانند. تسمه راننده را جدا نمایید.
- پولی ریسمانی را به محور متصل نمایید.
- سبدهای بدون وزنه ها (سبد خالی) را به ریسمان متصل نمایید. روتور باید به حالت سکون در باید بطوریکه وجود اجرام نابالانسی بزرگ بطور قائم بسمت پایین باشند. زاویه در مقیاس زاویه باید 0° مشاهده گردد.
- ساقمه ها را در یک سبد قرار دهید. این عمل سبب می شود تا روتور وضعیت سکون را ترک نماید. ساقمه ها را اضافه نمایید تا زاویه $30^{\circ} - 40^{\circ}$ گردد. زاویه α را تعیین کنید. اگر نابالانسی بزرگ U باشد آنرا محاسبه کنید.
- برای رسیدن به دقیقیت بیشتر نتایج اندازه گیری را در جهت مخالف تکرار کنید و مقدار متوسط هر دو اندازه گیری را بدست آورید.



4.2 نابالانسی استاتیکی



نابالانسی استاتیکی با اختلاف زاویه صفر درجه برای اجرام نابالانسی

در ابتدا تاثیر نابالانسی استاتیکی تشریح می شود

- دو جرم نابالانسی U_1 را به دو انتهای محور در جهت یکسان متصل می کنیم (موقعیت‌هایی که نسبت به هم زاویه صفر درجه می سازند)

- دو جرم نابالانسی U_2 را با هم در وسط محور قرار می دهیم و آنها را در موقعیت‌های زاویه‌ای متضاد (که نسبت به هم زاویه 180° بسازند) قرار می دهیم بنابراین تاثیرشان بطور کامل خنثی می شود.

بدون تسمه راننده روتور به حالت سکون در می آید بطوریکه اجرام نابالانسی کوچک بطور قائم بسمت پایین باشند. موقعیت نابالانسی می تواند از مقیاس زاویه بعنوان زاویه α مشاهده گردد.

حال تاثیر نابالانسی در سرعت بالاتر تشریح می شود.

- تسمه راننده را محکم نمائید (جا بیندازید)

- درپوش را قرار داده و با چهار گیره رهایش سریع^۱ محکم نمائید.

- موتور را روشن نمائید.

- با احتیاط بوسیله پتانسیومتر دور موتور را افزایش دهید. در دور حدود 1000 min^{-1} ارتعاشات ناشی از نابالانسی به سطح غیر قابل تحمل می رسد که باید آزمایش خاتمه یابد.

¹ quick-release catch


حال بالانسینگ توسط دو جرم نابالانسی بزرگ زیرا صورت می‌گیرد. دو جرم بالانس کننده U_1 طوری بر روی محور قرار داده می‌شود که نیروهای گریز از مرکز منتجه آنها با نیروهای گریز مرکز U معادل شوند یعنی داریم

$$\sum F = 0 \Rightarrow 2U_1\omega^2 - 2U_A\omega^2 \cos \beta = 0$$


بنابراین موقعیتهای زاویه‌ای اجرام بالانس کننده مطابق شکل به ترتیب عبارتند از

$$\begin{cases} \gamma_1 = \alpha + 180^\circ - \beta \\ \gamma_2 = \alpha + 180^\circ + \beta \end{cases}$$

توجه دارید که اجرام بالانس کننده باید در مرکز محور قرار بگیرند. اگر در نصب اجرام بالانس کننده دقیق کنیم روتور می‌تواند تا حدود دور ماکریم 1400 min^{-1} دوران کند.



4.3 نابالانسی دینامیکی



نابالانسی دینامیکی با اختلاف زاویه 180° درجه برای اجرام نابالانسی

برای بالانس کردن نابالانسی دینامیکی بصورت زیر عمل می‌شود

- برای نابالانسی دینامیکی خالص اجرام نابالانسی کوچک U روی محور در فاصله $a = 190 \text{ mm}$ از همدیگر و

در موقعیت زاویه‌ای 180° نسبت به یکدیگر نصب می‌شوند.

- دو جرم نابالانسی بزرگ U در موقعیت مکانی یکسان (در موقعیتهای زاویه‌ای که زاویه 180° نسبت به هم می‌سازند) همانند آزمایش قبل قرار می‌دهیم. بدون تسمه راننده روتور بطور پیوسته و با سرعت پایین دوران

می کند و همچنین موقعیت توقف مشخصی ندارد و به اصلاح بطور استاتیکی بالانس شده است. حال تاثیر نابالانسی دینامیکی در سرعت بالاتر شرح داده می شود.

- تسمه راننده را متصل نمائید.

- در پوش را قرار داده و چهار گیره رهایش سریع را محکم نمائید.

- موتور را روشن کنید.


- به دقت دور موتور را با پتانسیومتر افزایش دهید. در حدود دور 1000min^{-1} ارتعاشات منتجه از نابالانسی به سطح غیرقابل تحمل می رسد و آزمایش می باشیستی متوقف شود. پایه دستگاه، یک نوسان متمایزرا حول محور عمودی نشان می دهد که بوسیله گشتاورهای نابالانسی تولید می شود.

حال بالانسینگ با دو جرم بالانس کننده U انجام می گیرد.


گشتاور ایجاد شده بوسیله نیروهای گریز از مرکز جرمهاي بالانس کننده U می باشیستی گشتاور نیروهای اجرام نابالانس کننده U را جبران نماید. تعادل گشتاورها با نیروهای گریز از مرکز نابالانسی و اجرام بالانس کننده مطابق شکل نتیجه می دهد.

$$\sum M = 0 \Rightarrow U_1 \omega^2 a - U_2 \omega^2 b = 0 \Rightarrow b = \frac{U_1}{U_2} a$$

آزمایشهاي دیگری را نیز می توان با تنظیم اجرام بالانس کننده U با U انجام داد. اگر در نصب اجرام بالانس کننده دقت کنیم روتور می تواند تا حدود دور ماکزیمم 1400min^{-1} دوران کند.



4.4 نابالانسی عمومی (کلی)



نابالانسی عمومی با اختلاف زاویه 90° درجه برای اجرام نابالانسی

منظر از نابالانسی عمومی ترکیب نابالانسی استاتیکی و دینامیکی می باشد و نمونه ای از آن بحث زیر حاصل می شود.

- دو جرم نابالانسی A_1 را به دو انتیبای متحرر با اختلاف موقعیت زاویه ای 90° متصل کنید.

- دو جرم نابالانسی بزرگ B_1 در موقعیت مثبت آزمایش قابل (در موقعیتی بای زاویه ای 180° نسبت به A_1) قرار دهد.

بدون تسمه راننده روتور یک موقعیت مشخص دارد که در آن متوقف می شود و یا بطور استاتیکی بالанс نسبت.

حال، تاثیر نابالانسی دینامیکی در سرعت بالاتر تشریح می شود.

- تسمه، اندیه را محکم نمائید.

- دیوشه، اتفاقاً داده و حرباً، گیره رهایش سریع را محکم نمائید.

مودودی و شیعیان

- به آرامی دور موتور را با پتانسیومتر افزایش دهید. در حدود دور $^{-1}$ 1000min ارتعاشات ناشی از نابالانسی نه سطح غیر قابل تحمل می‌رسد و باید آزمایش خاتمه یابد.

دشمنت خود را نمی‌دانند و از آنها نیز بگذرانند.

- تعداد زیر مهاراء مدلغه نایابالانس استاتیک

- تکلیف گشتمانی دارای مولفه نابالائنس استاتیک



در ابتدا مولفه نابالانسی استاتیکی بالانس می شود. اگر اختلاف بین موقعیتهای زاویه ای اجرام نابالانسی U ، U' و U'' باشد نتیجه می شود:

$$\sum F = 0 \Rightarrow 2U_1 \cos \alpha - 2U_A \cos \beta = 0 \Rightarrow \beta = \cos^{-1}\left(\frac{U_1 \cos \alpha}{U_A}\right)$$

با فرض اینکه یکی از اجرام نابالانسی A در موقعیت زاویه‌ای 0° قرار دارد موقعیتهای زاویه‌ای اجرام بالانس کننده مطابق شکل عبارتند از

$$\begin{cases} \gamma_1 = \alpha + 180 - \beta \\ \gamma_2 = \alpha + 180 + \beta \end{cases}$$




و بنابراین روتور بطور استاتیکی بالانس می شود.



گشتاور نابالاقسی برای مولنہ نابالانسی دینامیکی را می توان از طریق فاصله دادن بین دو جرم بالانس کننده از بین برد. مولنہ های عمودی اجرام نابالانسی و اجرام بالانس کننده یعنی $U_1 \sin \alpha$ و $U_A \sin \beta$ هم دیگر را حذف می کنند و دو مولنہ دیگر $U_1 \cos \alpha$ و $U_A \cos \beta$ از طریق بالانس استاتیکی حذف می شوند. تعادل گشتاورها نتیجه می دهد

$$\sum M = 0 \Rightarrow aU_1 \omega^2 \sin \alpha - bU_A \omega^2 \sin \beta = 0 \Rightarrow b = \frac{U_1 \sin \alpha}{U_A \sin \beta} a$$

از مایشهای دیگری را می توان بعد از تنظیم موقعیتهای زاویه ای اجرام بالانس کننده U_A انجام داد. توجه دارد که اجرام بالانس کننده باید در مرکز محور قرار بگیرند. اگر در نصب اجرام بالانس کننده دقیق کنیم روتور می تواند تا حدود دور ماکریمم 1400 min^{-1} دوران کند.



Balanced general unbalance

5 پیوست

5.1 اطلاعات فنی دستگاه

ابعاد: (L*W*H) : 430*430*390 mm

وزن: 28 kg

منبع برق: 230v/50Hz

طول محور: 200mm

تعداد اجرام نابالانسی: 4

وزن اجرام نابالانسی: 91.5g

خروج از مرکز نابالانسی: 11mm

نابالانسی: 100cmg

وزن اجرام اضافی (کوچک / بزرگ): 37/18.5 g

خروج از مرکز نابالانسی: 30mm

نابالانسی (کوچک / بزرگ): 110/55 cmg

ماکریم کل نابالانسی: 840cmg

محدوده سرعت: $0 - 1400 \text{ min}^{-1}$ (از طریق پتانسیومتر 10 مرحله ای تنظیم می گردد)

دورشمار: دیجیتال, LCD



رزولوشن: 1 min^{-1}


جرم ساقمه: 3g

محدوده اندازه گیری: 500 cmg

شعاع پولی ریسمانی: 33.3 mm


رزولوشن (دقت) اندازه گیری: 10 cmg






۱ مقدمه

دستگاه ماکت چهار سیلندر TM180 برای ملاحظه نیروها و گشتاورهای جرمی آزاد یک موتور رفت و برگشتی بکار برده می‌شود. نیروها و گشتاورهای ناشی از یک موتور می‌توانند بصورت سیگنالهای الکتریکی درآیند و می‌توان آنها را در یک اسیلوسکوپ مشاهده نمود. بوسیله تحلیل فوریه با یک تحلیلگر^۱ مناسب این نیروها و گشتاورها تعیین می‌شوند.



شکل ۱.۱: موتوریک ردیفه^۱ چهارسیلندر(اپل)



شکل ۱.۲: مدل چهار لنگ و پیستون

۲. شرح دستگاه


- ۱- استوانه ۲- جرم اضافی پیستون ۳- پیستون ۴- پین پیستون ۵- شاتون (میل رابط)^۶- پیچ گنبدی دار کنندۀ^۷- لنگ محور^۸، شامل ساقهای لنگ و پین بالابرندۀ ۸- پولی تسمه دندانه دار ۹- تسمه دانه دار
- ۱۰- موتور راننده ۱۱- مدل چهار سیلندر ۱۲- شاسی^۹ ۱۳- محافظ انتقالی^{۱۰} ۱۴- بلبرینگ پاندولی ۱۵-
- میله خمشی و پیچشی ۱۶- کرنش سنج ۱۷- پریز اتصال کرنش سنج ۱۸- پریز اتصال موتور ۱۹-

¹ in-line engine
² connecting rod
³ clamping screw
⁴ throw
⁵ toothed belt
⁶ chassis
⁷ Transport protection


المان فنر لاستیکی ۲۰- صفحه فندانسیون

۲۱- پایه لاستیکی ۲۲- صفحه پوشش ۲۳- پیچهای آجدار^۱

۲۴- دستگاه کنترل




شکل ۲-۱ : دید از مقابل



شکل ۲-۲: دید جانبی

^۱ knurled screws

دستگاه TM180 شامل ماکت چهار سیلندر، صفحه فندانسیون، یک یاتاقان از نوع انعطاف پذیر^۱ و دستگاه کنترل می‌باشد. هسته ماکت چهار سیلندر میل لنگ با چهار لنگ که از فولاد ضد زنگ ساخته شده می‌باشد. اختلاف زاویه ای بین لنگهای مجرای (7) می‌تواند باشل کردن پیچ گیردار کشند (6). تنظیم گردد. علامت در فواصل 90 درجه، تنظیم دقیق زاویه را امکان‌پذیر می‌نماید. میل لنگ روی بلبرینگ پاندولی (8) در دو انتهایش سوارشده است. میل رابطهای (5) هر کدام با یاتاقانهای سوزنی روی دو انتهایشان قرار دارند. یاتاقان پایین‌تر میل رابط غیرقابل پیاده شدن است. لنگهای مجرای رویهم از طریق دو ساق لنگ (7a,c) و پین بالابرند (7b) فشرده می‌شوند.



شکل ۲-۳: پیستون، شاتون و میل لنگ

پیستونهای (3) در بوشهای پلاستیکی جازده می‌شوند و بدون نیاز به روغن کاری داخل استوانهای فولادی زنگ نزن (1) حرکت می‌کنند. اجرام اضافی (2,2a) که می‌توانند روی پیستون پیچ شوند امکان تغییر اجرام نوسان کننده را فراهم می‌آورند. ماکت بوسیله یک روتور خارجی (10) با تسمه دندانه‌دار (8,9) به حرکت وا داشته می‌شود. پوشش‌های قابل جداسازی (22) از تماس با لنگ در حال حرکت بدون اینکه مانع رویت کامل عملکردش گردد، جلوگیری می‌کنند. تکیه گاه ماکت روی یک تیر یک سرگیردار^۲ (15) قرار دارد. تیر یک


¹ flexible model bearing

² cantilever

سرگیردار نقش یک میله تحت خمث و کشش را ایفا می‌کند، و کرنش سنجهای (16) برای اندازه‌گیری نیروها و گشتاورهای فعال به آن متصل گردیده است. تکیه گاه روی یک صفحه فوندانسیون سنگین (20) نصب می‌شود. فرکانسهای طبیعی سیستم شامل ماکت، تیر یک سرگیردار و فوندانسیون طوری انتخاب می‌شوند که وجود نیروها و گشتاورهای جرمی بوسیله ارتعاشات همسار^۱ در سرعتهای دورانی خاصی نشان داده می‌شود. صفحه فوندانسیون (20) نیز به نوبه خود بطور انعطاف پذیری روی شاسی (12) با فنرهای لاستیکی (19) معلق شده است. صفحه طوری تنظیم می‌گردد که جداسازی بهینه ارتعاشات در تمامی سرعتهای کاری تضمین می‌شود. یعنی اینکه دستگاه TM180 نیازی به هیچ مکانیزمی محکم کننده (استوار کننده) ندارد و می‌تواند روی میزهای معمولی بدون ارتعاشات کار کند.

کلیه عملگرهای الکتریکی و نمایشگرها در دستگاه کنترلی (24) نصب شده است. اتصال به دستگاه کنترلی از طریق دو کابل دو شاخه خور (17, 18) انجام می‌پذیرد.

2.1 دستگاه کنترل




شکل ۲-۴ : دستگاه کنترل، دید از جلو

دستگاه کنترل شامل یک کنترلر سرعت دورانی برای موتور بدون ذغال راننده می‌باشد. سرعت دورانی بطور دقیق و تکرار پذیر بوسیله یک پتانسیومتر ده سرعته مارپیچی^۲ (1) تنظیم می‌گردد. دور حقيقی بطور دیجیتالی (2) نمایش داده می‌شود. سیگنال کنترلی مبدل الکترونیکی موتور راننده بعنوان سیگنال سرعت

¹ sympathetic
² helical

دورانی در نظر گرفته می‌شود. موتور محرک می‌تواند توسط کلید (3) روشن و خاموش گردد. دو تقویت کننده^۱ اندازه‌گیر، سیگنال ضعیف ناشی از کرنش سنج‌ها را تقویت می‌کنند. سیگنال تقویت شده ($\pm 10V$) می‌تواند بطور جداگانه برای نیرو (4) و گشتاور (5) از مادگی جداگانه ثبت گردد. ولتاژ خروجی در $40N/V$ (نیرو) و $2.2Nm/V$ (گشتاور) مقیاس می‌شود. همزمان مقدار مؤثر یکسو شده و در دو ولتمتر دیجیتال (6,7) در صفحه جلوئی نمایش داده می‌شود. در قسمت پشت دستگاه مادگیهای^۲ رابط منبع برق اصلی (8,9) با رابط ورودی برای وسیله غیر حرارتی^۳ (10)، کلید اصلی (11) و فیوز (12,1.6 Am) وجود دارد.



شکل ۲-۵ : دستگاه کنترل، دید از پشت

3 دستورات ایمنی و مهم برای اجرا

دستورات زیر باید بمنظور اطمینان از کارائی ایمن و فاقد اشتباه دستگاه دنبال شود.
تمامی افرادی که این دستگاه را بکار می‌برند، بویژه دانشجویان، باید با این دستورات ایمنی آشنا باشند. این دستگاه می‌بایستی فقط در حضور اشخاص کاملاً حائز صلاحیت به کار انداخته شود. این دستگاه فقط برای کار در اتاقهای خشک و فاقد غبار طراحی شده است. دستگاه می‌بایستی در برابر رطوبت محافظت گردد.

3.1 ایمنی

خطر

- خطر آسیب‌دیدگی از قسمتهای دوران و نوسانگر
- هرگز دستگاه را داخل محرک (راننده) لنگ در حال دوران نبرید.

¹ amplifier
² sockets
³ non-heating apparatus

- همیشه دستگاه را با پوشش خاص که بسته شده باشد بکار اندازید.
- وقتی روی قسمت راننده لنگ کار می کنید، همیشه موتور و کلید اصلی را خاموش کنید.

خطر شوک الکتریکی

قبل از تعویض فیوزها یا باز کردن محفظه، دو شاخه اصلی را از پریز برق خارج نمائید. کار روی اجزاء الکتریکی باید فقط بواسیله اشخاص حائز صلاحیت انجام شود. فیوزهای جایگزین از نوع $1.6A$ با پس فاز^۱ متوسط بکار ببرید.

نکته مهم:

قبل از روشن کردن موتور چک کنید که پیچهای گیردار کننده قسمت راننده لنگ و پیچهایی که اجرام اضافی را نگه می دارند کاملاً محکم شده‌اند. پوشش‌های محافظ را نصب نموده و محافظ شفاف را بردارید (بخش

(3.2.1)

نکته مهم:

سرعت دورانی تنظیم‌گر را قبل از روشن کردن موتور روی صفر تنظیم کنید. در غیر اینصورت موتور ممکن است فوراً سرعت افزایش یابد. به آهستگی سرعت موتور را افزایش دهید و ارتعاش دستگاه را کنترل نمایید. از سرعت‌های تولید کننده ارتعاشات که سبب می شود ماکت محکم به شاسی ضربه وارد کند دوری نمایید. اجازه ندهید که دستگاه در رزنанс فزاینده کار نماید.

نکته مهم:


هرگز اجازه ندهید دستگاه بدون ناظر رها شود.

3.2 دستورات اجرائی

3.2.1 محافظ انتقالی

¹ time-lag


بمنظور جلوگیری از خسارت احتمالی آتی ایجاد شونده بوسیله نوسان آزاد، صفحه فوندانسیون بطور غیرصلب روی تکیه‌گاهها سوار می‌شود. صفحه بوسیله دو پیچ به شاسی نصب می‌شود. قبل از شروع کار دستگاه، این پیچهای نازنجه‌ی رنگ (۱) را بردارید. اگر این کار انجام نشود جداسازی ارتعاشات انجام نخواهد شد و ارتعاشات شدید اتفاق خواهد افتاد.



شکل ۱-۳: برداشتن محافظ انتقالی

3.2.2 تنظیم اختلاف زاویه‌ای لنگ


اختلاف زاویه‌ای بوسیله چرخاندن لنگهای محور نسبت به یکدیگر تنظیم می‌گردد.




شکل ۲-۳: برداشتن پوشش محافظ

- موتور را خاموش کنید
- پیچهای آجدار را شل کنید و پوششهای محافظ را بردارید. (شکل ۲-۲)
- پیچ گیردار کننده مرکزی را با آچار آلن شش گوش (۱)-WAF4-1 شل نمایید. ساق لنگ (۲) را با یک پین به قطر 4mm , ϕ , (۳) سفت کنید.

- ساقهای لنگ را بسمت هم دیگر به اندازه دلخواه بچرخانید، (با استفاده از دو پین با قطر $\phi 4\text{mm}$)
- . علائم (4) امکان تنظیم دقیق با فواصل زاویه‌ای 90 درجه را فراهم می‌آورند.




شکل ۳-۳: شل کردن پیچ گیردار کننده



شکل ۳-۴: چرخاندن ساقهای لنگ

پیچهای گیردار کننده مرکزی را دوباره سفت کنید و مطمئن شوید که ساقهای لنگ نمی‌توانند دوباره بچرخند.
پین (3) را دوباره سفت کنید.



شکل ۳-۵: سفت کردن پیچ گیردار کننده

دوباره پوشش‌های محافظ را نصب کنید. (شکل ۳-۲)

برای تنظیم اختلاف زاویه لنگ شکل‌های زیر می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

شکل ۶-۳: چهار سیلندر، طراحی مسطح، متقارن

شکل ۷-۳: چهار سپلیندر، طراحی مسطح، نا متقارن

شکل ۳-۸: چهار سیلندر، طراحی ۳D، متقاض

شکل ۳-۹: چهار سیلندر، طراحی ۳D، نا متفاوت

شکل ۱-۳: دو سیلندر، جفت 180°

شکل ۱۱-۳: دو سیلندر، جفت موازی




Fig.3.6: 4-cylinder, flat design, sym.




Fig.3.7: 4-cylinder, flat design, asym.




Fig.3.8: 4-cylinder, 3D design, sym.




Fig.3.9: 4-cylinder, 3D design, asym.




Fig.3.10: 2-cylinder, 180° twin





Fig.3.11: 1-cylinder, parallel twin


۲-۳-۳: نصب اجرام اضافی

اجرام نوسان کننده تقریبا می تواند دو برابر شده و با نصب جرم اضافی از 47g به 89g تغییر بکنند.



شکل ۱۲-۳: برداشتن پوشش محافظ

- موتور را خاموش کنید.
- پیچهای آجدار را شل نموده و پوشش‌های محافظ را بردارید (شکل ۱۲-۳).
- پیستون مربوطه را با چرخاندن میل لنگ در TDC (موقعیت مرگ بالائی) قرار دهید.
- جرم اضافی (1) را روی پیستون (3) با بیج M5×20 DIN 912 (2) محکم کنید. آچار آلن شش گوش را بکار ببرید و پوشش‌های محافظ را نصب کنید.



شکل ۱۳: نصب جرم اضافی

3.2.4 تعمیر و نگهداری

دستگاه نیاز به هیچ تعمیرات مداوم ندارد. همه یاتاقها از نوع یاتاقهای مادام العمر روغن کاری شده هستند. پیستونها نیاز به هیچ روغن کاری ندارند. غبار و خراشیدگیهای نامحسوس را از سطح سیلندر گاهگاهی با یک پارچه نرم تمیز کنید. پوشش‌های محافظ را با حلal صابونی و پارچه نرم تمیز کنید. در دورهای بالا ممکن است

نیاز به کشش مجدد تسمه دندانه دار باشد. کشش نامناسب تسمه با کاهش سرعت و ارتعاش قابل تشخیص است.

- محافظت تسمه دندانه دار را بردارید.
- پیچهای ثابت کننده موتور را شل نمایید.
- موتور را به سمت پایین بکشید و تسمه دندانه دار را بکشید.
- بطور آزمایشی موتور را بکار بیندازید و ($n=2000$ - 3000 rpm) و چک کنید که تسمه دندانه دار روانتر کار می کند یا خیر، و گرنه تسمه را کمی بیشتر بکشید.
- پیچهای ثابت کننده موتور را محکم کنید و مجدداً محافظت را قرار دهید.

4 تنوری

در هر موتور رفت و برگشتی، نیروها در حین کار (در بعضی حالتها بعنوان نیروهای داخلی بدون هیچ اثر خارجی هستند) بعنوان نیروهای آزاد هستند که سبب ارتعاش و نوسان می شوند. بسته به مکانیزم ایجادشان به دو دسته نیروهای ناشی از گاز و نیروهای جرمی تقسیم می شوند.

نیروهای ناشی از گاز¹:

گازهای تحت فشار محبوب در سیلندر نیروهای را در محفظه سیلندر و در پیستون ایجاد می کنند. این نیروها مسئول انتقال انرژی از محیط کاری به میل لنگ هستند. این نیروها معمولاً نیروهای داخلی هستند که بوسیله موتور جذب می شود و به بیرون نمی رسند.


نیروهای جرمی²:

این نیروها از طریق شتاب دهی اجرام در حال حرکت در موتور رفت و برگشتی ایجاد می شوند. چونکه این نیروها بطور تناوبی تغییر می کنند معمولاً مسئول ارتعاشات ناشی شده از یک موتور رفت و برگشتی هستند. یک تمایز بین نیروهای جرمی دورانی (F_{rot}) بخاطر نیروی گریز از مرکز و نیروهای جرمی نوسانی

¹ Gas forces


² Mass forces

(F_{ss}) ایجادشده بوسیله شتاب اجرام در حال حرکت وجود دارد. نیروهای جرمی را بسته به طراحی موتور رفت و برگشتی (تعداد و چیدمان سیلندرها) می‌توان بطور موثری بوسیله اجرام جبران کننده حذف نمود.




شکل ۱-۴: نیروهای ناشی از گاز

اگر نیروهای جرمی بوسیله چیدمان مناسب سیلندرهای دیگر حذف شود ممکن است بدلیل اینکه نیروها در صفحات متفاوت عمل می‌کنند، گشتارهای ناشی از اختلاف فاصله^۱ باقی بمانند. یک مثال برای این حالت یک موتور دو سیلندر با اختلاف زاویه^۲ 180° می‌باشد. نحوه ایجاد و تاثیرات نیروهای جرمی را می‌تواند با دستگاه TM 180 ملاحظه نمود.



شکل ۱-۵: نیروهای جرمی


¹ Offset moments
² 180° crank journal offset



شکل ۴-۳: موتور دو سیلندر: گشتاورهای مرتبه اول

4.1 نیروهای جرمی یک موتور تک سیلندر

نیروهای جرمی بوسیله جرم‌های دوار لنگ و بوسیله شتاب دهی شاتون متحرک و جرم‌های پیستون ایجاد می‌شوند.



شکل ۴-۴: بدست آوردن جابجایی ستون

4.1.1 سینماتیک

جابجایی پیستون مطابق شکل ۴-۴ بصورت زیر محاسبه می‌شود.

$$s = r + L - (r \cos \alpha + L \cos \beta) \quad (1)$$

که در آن r شعاع لنگ و L طول شاتون می‌باشد

نیروی ناشی از اجرام دوار با سرعتی برابر با سرعت میل لنگ دوران می کند و همیشه در جهت شعاعی بسمت


$$F_r = m_{pl,r} r \omega^2$$

بیرون است. اگر میل لنگ به تنهایی در نظر گرفته شود داریم

نیروی جرم نوسان کننده به خاطر شتاب پیستون تولید می شود و عبارتست از

$$F_{os} = m_{os} r \omega^2 (\cos \alpha + \lambda \cos 2\alpha)$$

نیروی جرم نوسان کننده در جهت محور سیلندر عمل می کند و ترکیب دو جزء تناوبی است. یک جزء (F_r) در فرکانس دوران می باشد. و جزء دیگر (F_{os}) در دو برابر فرکانس دوران می باشد. (به ترتیب نیروهای اولیه و ثانویه نامیده می شوند)



شکل ۴-۷ : نیروها روی لنگ

بنابراین با زاویه $\omega t = \alpha$ نتیجه می شود:


$$F_I = m_{os} r \omega^2 \cos \omega t$$

نیروی جرمی مرتبه اول (نیروی اولیه):

$$F_{II} = m_{os} r \omega^2 \cos 2\omega t$$

نیروی جرمی مرتبه دوم (نیروی ثانویه):

از طریق جرم برداری، نیروهای دورانی و نوسانی می توانند مطابق شکل زیر جمع شوند.



شکل ۴-۸ : اثر وزنه های جبران ساز

نیروهای جرمی اغتشاشی را می توان بوسیله اجرام جبران ساز حذف نمود. نیروهای دورانی می توانند بطور کامل بوسیله وزنه های جبران ساز روی میل لنگ حذف شوند. نیروهای نوسانی مرتبه اول (F_1) را فقط می توان بطور جزئی حذف نمود. در اینجا می باشد یک مصالحه بین نیروهای اصلی در جهت محور سیلندر و نیروهای تولید شده بوسیله وزنه های جبران ساز در جهت عرضی صورت بگیرد. نیروهای نوسانی مرتبه دو (F_{11}) نمی توانند بوسیله وزنه های جبران ساز روی میل لنگ حذف شوند. این امر مستلزم استفاده از محورهای جبران ساز خاص با سرعت دورانی دوباره می باشد.

توضیحات زیر تأثیر وزنه های جبران ساز را شرح می دهد.

در حالت A هیچ جبران سازی انجام نمی شود. دامنه نیرو هم در جهت محور استوانه و در جهت مایل نسبت به آن خیلی بالا هستند.

در حالت B نیروهای اجرام دورانی 100٪ حذف می شود و فقط نیروهای نوسانی در جهت محور استوانه باقی می مانند.

در حالت C نیروهای اجرام نوسان کننده بطور جزئی حذف می شوند اما نیروی عرضی دوباره پدید می آید. در حالت D جبران سازی بهینه است. نیروها در جهت محور استوانه و در جهت مایل نسبت به آن هم اندازه هستند و نیروها در جهت محور استوانه کمینه هستند، اما نیروهای مرتبه دو حذف نمی شوند.

از طرفی مطابق قانون سینوسها در مثلث داریم:

$$\frac{r}{\sin \beta} = \frac{L}{\sin \alpha} \Rightarrow \sin \beta = \frac{r}{L} \sin \alpha \quad (2)$$

با استفاده از رابطه $\cos \beta = \sqrt{1 - \sin^2 \beta}$ از رابطه بال $\cos \beta$ محاسبه شده و در رابطه (1) جایگذاری می شود

$$s = r(1 - \cos \alpha) + L(1 - \sqrt{1 - \lambda^2 \sin^2 \alpha}) \quad (3)$$

که در آن $\lambda = \frac{r}{L}$ نسبت شاتون^۱ نامیده می شود. برای λ های کوچک رابطه بالا بكمک بسط ماکلوران عبارت $\sqrt{1 - \lambda^2 \sin^2 \alpha}$ بصورت زیر ساده می شود.

$$s = r(1 - \cos \alpha + \frac{\lambda}{2} \sin^2 \alpha) \quad (4)$$

سرعت زاویه ای لنج مشتق زمانی زاویه α می باشد و برای سرعت زاویه ای ثابت سرعت پیستون عبارتست از


$$c = \frac{ds}{dt} = r\omega(\sin \alpha + \frac{\lambda}{2} \sin 2\alpha) \quad (5)$$

و شتاب پیستون عبارتست از

$$a = \frac{d^2 s}{dt^2} = r\omega^2(\cos \alpha + \lambda \cos 2\alpha) \quad (6)$$

که با فرض سرعت زاویه ای ثابت $\omega = \omega t$ می باشد.


4.1.2 نیروهای جرمی



¹ Connecting rod ratio

شکل ۴-۵: دوران و نوسان اجرام

از آنجاییکه شاتون ترکیبی از گشتاورهای بالابرند و دورانی را ایجاد می کند. جرم کل به ترتیب به دو جزء دورانی و نوسانی تقسیم می شود. این اجزای متفاوت اجرام متمرکز واقع در دو انتهای شاتون تصور می شوند. مدل جرمی معادل برای شاتون می بایستی دو شرط زیر را داشته باشد.



شکل ۶-۴: تقسیم جرم شاتون

مجموع اجرام هر دو جزء برابر است با جرم کل شاتون یعنی

$$m_{pl} = m_{pl,os} + m_{pl,r} \quad (1)$$

مرکز جرم هر دو جزء بر مرکز جرم کل شاتون منطبق است یعنی

$$m_{pl}x_s = m_{pl,os}L \quad (2)$$

از حل دو معادله (1) و (2) نتیجه می شود.

$$\begin{aligned} m_{pl,os} &= m_{pl} \frac{x_s}{L} \\ m_{pl,r} &= m_{pl} \left(1 - \frac{x_s}{L}\right) \end{aligned} \quad (3)$$

× اجرام دوران کننده شامل جرم لنگ (m_z), جرم جبران کننده (m_A) و قسمتی از جرم شاتون ($m_{pl,r}$) می باشد.

× اجرام نوسان کننده شامل جرم پیستون و اجزاء همراحت (m_b) و جرم پین (m_h) و قسمتی از جرم شاتون $m_{pl,os}$ می باشد.

$$F_r = [(m_z + m_{pl,r})r + m_A r_A] \omega^2$$

نیروی ناشی از اجرام دوار عبارتست از




Fig.4.9: Two-cylinder: 1st order forces




Fig.4.10: Two-cylinder: 2nd order forces




Fig.4.11: Two-cylinder: 1st order moments




Fig.4.12: Two-cylinder: 2nd order moments

شکل ۴-۹ : موتور دو سیلندر: نیروهای مرتبه اول

شکل ۴-۱۰ : موتور دو سیلندر: نیروهای مرتبه دوم

$$F_{II,res} = 2F_{II}$$

نیروهای مرتبه دوم همچلت هستند و با همدیگر جمع می شوند

شکل ۴-۱۱ : موتور دو سیلندر: گشتاورهای مرتبه اول

از آنجائیکه نیروها در جهات متضاد در صفحات مختلف عمل می کنند، گشتاورهای جرمی آزاد مرتبه اول ایجاد

$$M_{I,res} = F_I a$$

می شوند

4.2 نیروهای جرمی در موتورهای چند سیلندر

در موتورهای چند سیلندر نیز اجرام جبران ساز اضافه شونده قادرند نیروهای اغتشاشی را از طریق چیدمان مناسب سیلندرهای متمایز و اختلاف زاویه ای لنگ حذف نمایند. در این حالت نیروهای جرمی همدیگر را خذف می کنند. یک مثال ساده از این حالت موتور دو سیلندر خطی با اختلاف زاویه ای 180° می باشد.

مقادیر نیروها بطور مثبت در جهت لنگ ترسیم می شوند و بطور عمودی با هم جمع می شوند.

چونکه نیروهای مرتبه اول برابرند اما در جهات متضاد عمل می کنند، لذا همدیگر را کنسل می کنند:

$$F_{t,res} = 0$$

در این رابطه a فاصله بین سیلندرها^۱ می باشد.

شکل ۴-۱۲ : موتور دو سیلندر: گشتاورهای مرتبه دوم

چونکه نیروهای مرتبه دوم همچشتند لذا هیچ گشتاور جرمی تولید نمی کند.

$$M_{H,res} = 0$$

برای موتورهای چهارسیلندر با میل لنگ متقاضن و اختلاف زاویه ای 180° که بطور وسیع بکار می روند

نسبتهاي زير توليد مي شوند:




Fig.4.13: Four-cylinder




Fig.4.14: Four-cylinder: 1st order forces




Fig.4.15: Four-cylinder: 1st order moments

شکل ۴-۱۳ : موتور چهار سیلندر

شکل ۴-۱۴ : موتور چهار سیلندر: نیروهای مرتبه اول

¹ cylinder gap

شکل ۱۵-۴ : موتور چهار سیلندر: گشتاورهای مرتبه اول
از آنجاییکه نیروهای مرتبه اول برابرند و در جهات متضاد عمل می کنند

$$F_{I,res} = 0$$

$$F_{II,res} = 4F_{II}$$

نیروهای مرتبه دوم همجهت هستند و با هم جمع می شوند

$$M_{I,res} = 0$$

چونکه میل لنگ بطور متقارن طراحی شده است، هیچ گشتاور جرمی ایجاد نمی شود:

$$M_{II,res} = 0$$

از آنجاییکه نیروهای مرتبه دوم همجهت هستند هیچ گشتاور جرمی تولید نمی کنند:

جدول زیر نیروها و گشتاروهای جرمی را برای معمولترین چیدمان سیلندرها که می توانند بوسیله دستگاه

ایجاد گردد نشان می دهد اختصارات زیر در این جدول بکار می رود:

$$K_I = m_{os} r \omega^2$$

$$K_{II} = \lambda K_I = \lambda m_{os} r \omega^2$$

$$M_0 = K_I \alpha$$

موتور چهار سیلندر، متقارن، اختلاف زاویه ای لنگ 180°

$$K_I = 0$$

$$M_I = 0$$

$$K_{II} = 4\lambda K_I = 0.856 K_I$$

$$M_{II} = 0$$




Fig.4.16:




Fig.4.17:




Fig.4.18:




Fig.4.19:

موتور چهار سیلندر، متقارن، اختلاف زاویه ای لنگ 90°

$$K_I = 0$$

$$M_I = \sqrt{2}M_0$$

$$K_H = 0$$

$$M_H = 4\lambda M_0 = 0.856M_0$$

موتور دو سیلندر، متقارن، اختلاف زاویه ای لنگ 180°

$$K_I = 0$$

$$M_I = 2 \times 1.5M_0 = 3M_0$$

$$K_H = 4\lambda K_I = 0.856K_I$$

$$M_H = 0$$

موتور تک سیلندر

$$\begin{aligned}K_I &= 4K_I \\M_I &\approx 0 \\K_H &= 4\lambda K_I = 0.856K_I \\M_H &= 0\end{aligned}$$

تمرین: تمامی روابط بالا را اثبات کنید

4.3 اطلاعات لنگ

لنگ دستگاه TM180 دارای اطلاعات طراحی زیر می باشد:

ماکریم سرعت دورانی: $n=3000 \text{ rmp}$

شعاع سنگ: $r=15 \text{ mm}$

کورس پیستون: $h=30 \text{ mm}$

طول شاتون: $l=70 \text{ mm}$

نسبت شاتون: $\lambda = 0.214$

فاصله مرکز سیلندر: $a=35 \text{ mm}$

جرم دورانی میل رابط: $m_{pl,r} = m_{rot} = 10 \text{ g}$

جرم نوسانی مبله رابط: $m_{pl,os} = 708 \text{ g}$

جرم پین پیستون: $m_b = 4.2 \text{ g}$

جرم پیستون: $m_k = 35.8 \text{ g}$

جرم نوسانی کل: $m_{os} = 47.8 \text{ g}$

جرم اضافی با پیچ: $m_z = 41.5 \text{ g}$

در ماکریم سرعت $n=3000 \text{ rmp}$ ، دامنه های نیروی زیر (با جرم اضافی) برای یک سیلندر تولید می شوند:

$$K_I = m_{os}r\omega^2 = 70.7 \text{ [N]}$$


$$K_H = \lambda m_{os}r\omega^2 = 15.1 \text{ [N]}$$

$$M_I = m_{rot}r\omega^2 = 14.8 \text{ N}$$


5 آزمایشات

5.1 راه اندازی آزمایش

برای ملاحظه آزمایشی نیروها و گشتاورهای جرمی آزاد، ماکت موتور چهار سیلندر به یک تیر انعطاف پذیر متصل می شود.




شکل ۱-۵: نوسانات عرضی



شکل ۲-۵: نوسانات پیچشی


ماکت موتور چهار سیلندر، تیر یک سر گیردار و صفحه فنداسیون یک سیستم ارتعاشی را تشکیل می دهدند. نیروها و گشتاورهای جرمی تناوبی این سیستم را به نوسان وامی دارند. نیروهای جرمی سبب نوسانات عرضی و گشتاورهای جرمی سبب نوسانات پیچشی می شوند.

فرکانس‌های طبیعی سیستم طوری تنظیم می شوند که اثر نیروها و گشتاورهای جرمی نیز می توانند به آسانی از ارتعاشات همسار، بدون نیاز به وسیله اندازه گیری مشاهده شوند. نقاط رزنанс برای نیروها و گشتارهای مرتبه اول و دوم به وضوح جدا می شوند و بین ۸۰۰ rpm تا ۲۵۰۰ rpm هستند (شکل ۱-۳)



شکل ۳-۵: منحنی های رزنانس

سیستم شامل ماقت موتور چهار سیلندر، تیریک سرگیردار و صفحه، فونداسیون می باشد که در یک سطح همسازی پایین روی شاسی سوار می شوند. این اثر بطور موثری از انتقال نوسانات روی محیط اطراف جلوگیری می کند. کرنش سنجها درروی تیر یک سرگیردار امکان اندازه گیری الکتریکی گشتاورهای خمشی منتجه از نوسان عرضی و گشتاورهای پیچشی منتجه از نوسانات پیچشی را فراهم می آورد. سیگنالهای اندازه گیری (Fast Fourier Transform) می توانند متصل شوند انتقال می یابند. ولتمترهای دیجیتال انتگرالی دامنه های نوسان را به صورت مقادیر موثر نمایش می دهند. سرعت دورانی می تواند بطور بی وقه تنظیم و از یک سرعت سنج دیجیتال خوانده شود.



شکل ۴-۵ : راه اندازی سیستم اندازه گیری^۱

5.2 انجام آزمایش

نکته مهم: پیچها را کاملا سفت کنید و پوششهای محافظ را نصب نمائید.

- به دقت دور موتور را تا دورهای رزنانس مربوطه افزایش دهید که عبارتند از:

برای نیروهای مرتبه اول (F_1): $n=1825 \text{ rmp}$

برای نیروهای مرتبه دوم (F_{II}): $n=904 \text{ rmp}$

برای گشتاورهای مرتبه اول (M_1): $n=2557 \text{ rmp}$

برای گشتاورهای مرتبه دوم (M_{II}): $n=1284 \text{ rmp}$

- در حضور نیرو یا گشتاورهای آزاد ارتعاشات همساز قوی تولید می شود که می توان بطور وضوح مشاهده نمود.

نکته مهم: با دامنه رزنانس بالا ماکت را برای زمان طولانی در حالت رزنانس بکار نیندازید، هرگز اجازه ندهید تا

مدل روی شاسی ضربه وارد نماید.


نکته: اگر امکان بررسی سریع رزنانس وجود ندارد، ارتعاش ماکت می تواند بوسیله دست تضعیف گردد.

¹ Measurement setup

5.3: ارزیابی آزمایش

5.3.1 منحنی اجرا

در کاراندازی دستگاه مقادیر اندازه گیری شده می تواند در یک گراف ترسیم گردد.



شکل ۵-۵: منحنی های رزنانس برای مدل چهار سیلندر

بمنظور بدست آوردن اطلاعات کمی توصیه می شود که یک تحلیل گر FFT را بکار ببریم. اندازه گیریها باید با بین سرعتهای رزنانس یا کاملا زیر اولین رزنانس صورت گیرد تا از اشتباه شدن نتایج با ارتعاشات طبیعی مدل جلوگیری نماید. در حالتیکه اندازه گیریها زیر اولین رزنانس است روابط فازی بین نیروها و گشتاورهای مرتبه اول و دوم حفظ می شوند.


5.3.2 مقایسه لنگهای متفاوت

در حالتیکه اندازه گیریها نسبتا به رزنانس نزدیک باشد، اطلاعات کمی می تواند با ابزار اندازه گیری انتگرالی به بناهای محدودیت دقت بدست آید. برای اندازه گیری نزدیک به رزنانس، اثر فیلتر سیستم نوسانی می تواند بکار برده شود. اندازه گیری نباید مستقیما در رزنانس انجام شود، اما بخاطر اینکه سیگنالهای اندازه گیری مقدمتا بستگی به تضعیف اتفاقی کمتریا بیشتر ارتعاشات طبیعی مربوطه دارد، ولذا هیچ مقدار مشخصی ندارد، بنابراین یک مصالحه باید صورت گیرد.

گشتاور نابالانسی برای مولفه نابالانسی دینامیکی را می‌توان از طریق فاصله دادن بین دو جرم بالانس کننده از بین برد. مولفه‌های عمودی اجرام نابالانسی و اجرام بالанс کننده یعنی $U_1 \sin \alpha$ و $U_A \sin \beta$ هم‌دیگر را حذف می‌کنند و دو مولفه دیگر $U_1 \cos \alpha$ و $U_A \cos \beta$ از طریق بالانس استاتیکی حذف می‌شوند. تعادل گشتاورها نتیجه می‌دهد.

$$\sum M = 0 \Rightarrow aU_1 \omega^2 \sin \alpha - bU_A \omega^2 \sin \beta = 0 \Rightarrow b = \frac{U_1 \sin \alpha}{U_A \sin \beta} a$$

آزمایش‌های دیگری را می‌توان بعد از تنظیم موقعیت‌های زاویه‌ای اجرام بالانس کننده، U انجام داد. توجه دارید که اجرام بالانس کننده باید در مرکز محور قرار بگیرند. اگردر نصب اجرام بالانس کننده دقت کنیم روتور می‌تواند تا حدود دور ماکزیمم 1400 min^{-1} دوران کند.



منظور از نابالانسی عمومی ترکیب نابالانسی استاتیکی و دینامیکی می باشد و نمونه ای از آن بصورت زیر حاصل می شود.

- دو جرم نابالانسی U_1 را به دو انتهای محور با اختلاف موقعیت زاویه ای 90° متصل کنید.
- دو جرم نابالانسی بزرگ U_A در موقعیت مشابه آزمایش قبول (در موقعیت های زاویه ای 180° نسبت به یکدیگر) قرار دهید.
- بدون تسمه راننده روتور یک موقعیت مشخص دارد که در آن متوقف می شود و یا بطور استاتیکی بالанс نیست.

حال تاثیر نابالانسی دینامیکی در سرعت بالاتر تشریح می شود.



- تسمه راننده را محکم نمائید.
 - درپوش را قرار داده و چهار گیره رهایش سریع را محکم نمائید.
 - موتور را روشن کنید.
 - به آرامی دور موتور را با پتانسیومتر افزایش دهید. در حدود دور 1000min^{-1} ارتعاشات ناشی از نابالانسی به سطح غیرقابل تحمل می رسد و باید آزمایش خاتمه یابد.
 - دو شرط تعادل زیر بمنظور جبران نابالانسی کلی می بایستی ارضاء گردد
 - تعادل نیروها برای مولفه نابالانسی استاتیکی
 - تعادل گشتاورها برای مولفه نابالانسی استاتیکی
- در ابتدا مولفه نابالانسی استاتیکی بالانس می شود. اگر اختلاف بین موقعیت های زاویه ای اجرام نابالانسی U_1 و U_A $= 2\alpha = 90^\circ$ و اختلاف بین موقعیت های زاویه ای اجرام بالانس کننده U_1 ، U_A $= 2\beta$ باشد نتیجه می شود:

$$\sum F = 0 \Rightarrow 2U_1 \cos \alpha - 2U_A \cos \beta = 0 \Rightarrow \beta = \cos^{-1}\left(\frac{U_1 \cos \alpha}{U_A}\right)$$

با فرض اینکه یکی از اجرام نابالانسی U_1 در موقعیت زاویه ای 0° قرار دارد موقعیت های زاویه ای اجرام بالانس کننده مطابق شکل عبارتند از

$$\begin{cases} \gamma_1 = \alpha + 180 - \beta \\ \gamma_2 = \alpha + 180 + \beta \end{cases}$$

و بنابراین روتور بطور استاتیکی بالانس می شود.



می گند و هیچ موقعیت متوقف مشخصی ندارد و به اصلاح بطور استاتیکی بالا نشود. حال تاثیر نابالانسی دینامیکی در سرعت بالاتر شرح داده می شود.

- تسمه راننده را متصل نمایید.

- دربوش را قرار داده و چهار گیره رهایش سریع را محکم نمایید.


- موتور را روشن کنید.

- به دقت دور موتور را با پتانسیومتر افزایش دهید. در حدود دور 1000min^{-1} ارتعاشات منتجه از نابالانسی به سطح غیرقابل تحمل می رسد و آزمایش می باشیستی متوقف شود. پایه دستگاه، یک نوسان متمایزرا حول محور عمودی نشان می دهد که بوسیله گشتاورهای نابالانسی تولید می شود. حال بالانسینگ با دو جرم بالا نشان کننده U انجام می گیرد.


گشتاور ایجاد شده بوسیله نیروهای گردی از مرکز جرم‌های بالا نشان کننده U می باشیستی گشتاور نیروهای اجرام نابالانس کننده U را جبران نماید. تعادل گشتاورها با نیروهای گردی از مرکز نابالانسی و اجرام بالا نشان کننده مطابق شکل نتیجه می دهد.

$$\sum M = 0 \Rightarrow U_1 \omega^2 a - U_A \omega^2 b = 0 \Rightarrow b = \frac{U_1}{U_A} a$$

آزمایش‌های دیگری را نیز می توان با تنظیم اجرام بالا نشان کننده U با U انجام داد. اگر در نصب اجرام بالا نشان کننده دقت کنیم روتور می تواند تا حدود دور ماکزیمم 1400min^{-1} دوران کند.



4.4 نابالانسی عمومی (کلی)



نابالانسی عمومی با اختلاف زاویه 90° درجه برای اجرام نابالانسی


حال بالانسینگ توسط دو جرم نابالانسی بزرگ U_1 صورت می‌گیرد. دو جرم بالانس کننده U_A طوری بر روی محور قرار داده می‌شود که نیروهای گریز از مرکز نتیجه آنها با نیروهای گریز مرکز U معادل شوند یعنی داریم

$$\sum F = 0 \Rightarrow 2U_1\omega^2 - 2U_A\omega^2 \cos \beta = 0$$


بنابراین موقعیت‌های زاویه‌ای اجرام بالانس کننده مطابق شکل به ترتیب عبارتند از

$$\begin{cases} \gamma_1 = \alpha + 180 - \beta \\ \gamma_2 = \alpha + 180 + \beta \end{cases}$$

توجه دارید که اجرام بالانس کننده باید در مرکز محور قرار بگیرند. اگر در نصب اجرام بالانس کننده دقیق کنیم روتور می‌تواند تا حدود دور ماکریم $1 - 1400 \text{ min}^{-1}$ دوران کند.



4.3 نابالانسی دینامیکی



نابالانسی دینامیکی با اختلاف زاویه 180° برای اجرام نابالانسی

برای بالانس کردن نابالانسی دینامیکی بصورت زیر عمل می‌شود

- برای نابالانسی دینامیکی خالص اجرام نابالانسی کوچک U روی محور در فاصله $a = 190 \text{ mm}$ از هم‌دیگر و

در موقعیت زاویه‌ای 180° نسبت به یکدیگر نصب می‌شوند.

- دو جرم نابالانسی بزرگ U_1 در موقعیت مکانی یکسان (در موقعیت‌های زاویه‌ای که زاویه 180° نسبت به هم می‌سازند) همانند آزمایش قبل قرار می‌دهیم. بدون تسمه راننده روتور بطور پیوسته و با سرعت پایین دوران

برای اندازه گیری سرعتهای دورانی زیر توصیه می شود:

$n=1500 \text{ rmp}$: (F_1) نیروهای مرتبه اول

$n=1000 \text{ rmp}$: (F_H) نیروهای مرتبه دوم

$n=2250 \text{ rmp}$: (M_1) گشتاورهای مرتبه اول

$n=1250 \text{ rmp}$: (M_H) گشتاورهای مرتبه دوم

جدول زیر مقادیر اندازه گیری شده برای آزمایش‌های مختلف سیلندرها را در مقابل مقادیر محاسبه شده از تئوری نشان می دهد. مقادیر اندازه گیری شده صرفا مقادیر راهنمای هستند و ممکن است از یک اندازه گیری به اندازه گیری دیگر تغییر کنند. برای سازگاری مقادیر تئوری و مقادیر اندازه گیری نسبت به بالاترین مقدار اندازه گیری شده (ناحیه خاکستری) استاندارد می شوند.

برای اشکال ۶-۵ تا ۹-۵ مقادیر جدول زیر را تکمیل نمائید.

موتور چهار سیلندر، متقارن با اختلاف زاویه ای ۱۸۰°

سرعت بر حسب [1/min]	K_I	K_{II}	M_I	M_{II}
	1500	1000	2250	1250
مقدار اندازه گیری شده بر حسب V_{eff}				
مقدار تئوری بر حسب M_I, K_I				
مقدار اندازه گیری شده استاندارد شده				
مقدار تئوری استاندارد شده				

$$\begin{aligned}
 1000 &: f = 0.2 \quad m = 0.04 \\
 1250 &: f = 0.17 \quad m = 0.04 \\
 1500 &: f = 0.09 \quad m = 0.02 \\
 2000 &: f = 0.68 \quad m = 0.02
 \end{aligned}$$




Fig. 5.6:

$$\begin{aligned}
 1000 &: f = 0.8 \quad m = 0.04 \\
 1250 &: f = 0.17 \quad m = 0.04 \\
 1500 &: f = 0.09 \quad m = 0.02 \\
 2000 &: f = 0.68 \quad m = 0.02
 \end{aligned}$$

	1000	1250	1500	2000
K _I	1500	1000	2250	1250
K _{II}				
M _I				
M _{II}				

Four-cylinder, symmetrical, 180° crank offset				
	K _I	K _{II}	M _I	M _{II}
Speed in 1/min	1500	1000	2250	1250
Measurem. in V _{eff}	0.06	0.28	0.1	0.1
Theory in K _I , M _I	0	0.856	0	0
Measurem. standardised	0.214	1.00	0	0
Theory standardised	0	1.00	0	0




Fig. 5.7:

Four-cylinder, asymmetrical, 90° crank offset				
	K _I	K _{II}	M _I	M _{II}
Speed in 1/min	1500	1000	2250	1250
Measurem. in V _{eff}	0.00	0.00	0.77	0.38
Theory in K _I , M _I	0	0	1.41	0.856
Measurem. standardised	0.00	0.00	1.0	0.49
Theory standardised	0	0	1.0	0.61




Fig. 5.8:

$$\begin{aligned}
 1000 &: f = 0.03 \quad m = 0.13 \\
 1250 &: f = 0.05 \quad m = 0.17 \\
 1500 &: f = 0.07 \quad m = 0.21 \\
 2000 &: f = 0.51 \quad m = 0.64 \\
 1000 &: f = 0.86 \quad m = 0.9 \\
 1250 &: f = 0.17 \quad m = 0.61 \\
 1500 &: f = 0.08 \quad m = 0.67 \\
 2000 &: f = 0.21 \quad m = 0.7
 \end{aligned}$$

Two-cylinder, 180° crank offset				
	K _I	K _{II}	M _I	M _{II}
Speed in 1/min	1500	1000	2250	1250
Measurem. in V _{eff}	0.04	0.25	2.07	0.38
Theory in K _I , M _I	0	0.856	3.0	0
Measurem. standardised	0.16	1.00	1.00	0.18
Theory standardised	0	1.0	1.0	0

شکل ۵-۵: موتور چهار سیلندر، متقارن، لنگ با اختلاف زاویه ای ۱۸۰°

شکل ۵-۶: موتور چهار سیلندر، متقارن، لنگ با اختلاف زاویه ای ۹۰°

شکل ۵-۷: موتور چهار سیلندر، لنگ با اختلاف زاویه ای ۱۸۰°

شکل ۵-۸: موتور تک سیلندر

جرم شاتون، جزء نوسانی: $m_{p,ns} = 7.8g$

جرم پین پیستون: $m_p = 4.2g$

جرم پیستون: $m_s = 35.8g$

جرم نوسانی کل: $m_{ns} = 47.8g$

جرم اضافی با پیچ: $m_z = 41.5g$

سرعت های رزنانس ($\pm 50 rpm$)

نیروهای مرتبه اول (F_1): $n=1825 rpm$

نیروهای مرتبه دوم (F_{11}): $n=900 rpm$

گشتاورهای مرتبه اول (M_1): $n=2555 rpm$

گشتاورهای مرتبه دوم (M_{11}): $n=1285 rpm$

تکنیک اندازه گیری

اندازه گیری سرعت بصورت دیجیتال با LCD هشت کاراکتره و بر حسب rpm نمایش داده می شود.

اندازه گیری ارتعاش توسط کرنش سنج که ممان خمشی و پیچشی را اندازه گیری می گیرد و خروجی آنalog بصورت 0-10V دارای حساسیت $40 N/V$ و $2.2 Nm/V$ برای نیرو و گشتاور می باشد و نمایش آن بعد از یکسو شدن بصورت مقدار موثر و دیجیتال توسط LCD 1/2, 3 کاراکتر بر حسب V می باشد.